



Gerber Instruments

NEW – Gerber Zentrifuge Compact III



GERBER
INSTRUMENTS
Since 1892 

Zentrifuge Gerber Compact III

Gerber Instruments stellt seit der Firmengründung 1892 Geräte und Analysetechnik zur Qualitätskontrolle für die Milchindustrie her. Zur Bestimmung des Fettgehaltes in Milch und Milchprodukten sowie der Löslichkeit von Milchpulvern gehören Zentrifugen zur Grundausstattung in jedes Labor.

Mit unserer neuen Mehrzweckzentrifuge Gerber Compact III können Sie folgende Methoden durchführen:

- Fettbestimmung nach Gerber und Babcock
- Löslichkeitsbestimmung nach Gerber und ADPI



Zentrifuge Compact III mit Universal-Rotor und Butyrometer / Löslichkeits-Einsätzen



Universal-Rotor mit 8 Löslichkeits-Einsätzen ADPI

Die Gerber Zentrifuge Compact III bietet ein hohes Mass an Sicherheit und Zuverlässigkeit mit diesen Produkteigenschaften:

- Stahlblechgehäuse mit grosser Standfestigkeit und säurefester Lackierung
- Deckelverriegelung zur Verhinderung des Öffnens der Zentrifuge während des Laufs
- Unwuchtabstaltung bei ungleichmässiger Befüllung oder plötzlichem Glasbruch
- Leiser Lauf durch elastische Lagerung des Motors auf Schwingelementen
- Erhöhte Präzision dank geregelter Drehzahl

Technische Daten

Steuerung	Mikroprozessorsteuerung
Zeitschaltuhr	0-99 min
Heizung	600 W einstellbar bis 65 °C
Gerber-Rotor	mit 8 oder 12 Butyrometerhülsen
Universal-Rotor	ohne Einsätze (separat bestellen)
Netzanschluss	115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz
Dimensionen (B x T x H)	430 x 535 x 285 mm
Gewicht	23 kg ohne Rotor und Hülsen
Garantie	2 Jahre

Bestellnummer Produkt

03.4100	Zentrifuge Compact III / U inkl. Universal-Rotor mit 8 Plätzen ohne Einsätze (separat bestellen)
03.4101	Butyrometer / Löslichkeits-Einsätze Gerber 8 Hülsen aus Messing und 8 Reduktionsringe aus rostfreiem Stahl
03.4102	Löslichkeits-Einsätze ADPI 8 Hülsen und 8 Reduktionsringe aus rostfreiem Stahl
03.4103	Babcock-Einsätze 8 Hülsen aus Messing
03.4200	Zentrifuge Compact III / 8 inkl. Gerber-Rotor und 8 Butyrometer / Löslichkeitshülsen aus Messing
03.4300	Zentrifuge Compact III / 12 inkl. Gerber-Rotor und 12 Butyrometer / Löslichkeitshülsen aus Messing

Gerber Instruments AG

Im Langhag 12 - CH-8307 Effretikon (ZH)
info@gerber-instruments.ch - www.gerber-instruments.com
Telefon +41 (0)52 343 37 37 - Fax +41 (0)52 343 30 70

**GERBER
INSTRUMENTS**
Since 1892 