



# Gerber Instruments

**NEW** – Gerber Zentrifuge Micro III



**GERBER**  
**INSTRUMENTS**  
Since 1892 

## Zentrifuge Gerber Micro III

Gerber Instruments stellt seit der Firmengründung 1892 Geräte und Analysetechnik zur Qualitätskontrolle für die Milchindustrie her.

Zur Fettbestimmung in Milch und Milchprodukten gehören Zentrifugen zur Grundausstattung in jedes Labor.

Mit unserer neuen Kleinzentrifuge Gerber Micro III können Sie folgende Methoden durchführen:

- Fettbestimmung nach Gerber oder
- Fettbestimmung nach Babcock



Zentrifuge Micro III mit Universal-Rotor und Babcockhülsen



Gerber-Rotor mit 12 Butyrometerhülsen

Die Gerber Zentrifuge Micro III bietet ein hohes Mass an Sicherheit und Zuverlässigkeit mit diesen Produkteigenschaften:

- Stahlblechgehäuse mit grosser Standfestigkeit und säurefester Lackierung
- Deckelverriegelung zur Verhinderung des Öffnens der Zentrifuge während des Laufs
- Leiser Lauf durch elastische Lagerung des Motors auf Schwingelementen
- **Neu** – Erhöhte Präzision dank geregelter Drehzahl
- **Neu** – Unwuchtabstaltung bei ungleichmässiger Befüllung oder plötzlichem Glasbruch

### Technische Daten

Steuerung	Mikroprozessorsteuerung
Zeitschaltuhr	0-99 min
Heizung	600 W einstellbar bis 65 °C
Gerber-Rotor	mit 8 oder 12 Butyrometerhülsen
Universal-Rotor	mit 8 Babcockhülsen
Netzanschluss	115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz
Dimensionen (B x T x H)	430 x 530 x 280 mm
Gewicht	26 kg mit Rotor ohne Hülsen
Garantie	2 Jahre

### Bestellnummer Produkt

03.2255	Zentrifuge Micro III inkl. Gerber-Rotor und 8 Butyrometerhülsen aus Messing
03.2265	Zentrifuge Micro III inkl. Gerber-Rotor und 12 Butyrometerhülsen aus Messing
03.2275	Zentrifuge Micro III inkl. Universal-Rotor und 8 Babcockhülsen aus Messing

### Gerber Instruments AG

Im Langhag 12 - CH-8307 Effretikon (ZH)

info@gerber-instruments.ch - www.gerber-instruments.com

Telefon +41 (0)52 343 37 37 - Fax +41 (0)52 343 30 70

**GERBER**  
**INSTRUMENTS**  
Since 1892 