

LABORHITS

Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855

GARANTIE
3
JAHRE

SONDERPREISE!
AKTION
BIS ZUM:
30.06.2026



Eigenschaften

- Variabel, 8- und 12-Kanal Modelle bis zu 350 µl
- Geringes Gewicht, perfekte Ergonomie
- Sanfte Betätigung aller Funktionen
- Großes Volumen-Anzeigefenster
- 360° drehbares Gehäuse
- Einstellbarer Spitzenabwurf, patentiert
- Integriertes InLab Kalibrationssystem, patentiert
- Vollmontiert bei 121 °C autoklavierbar

Zubehör: Reagenzreservoirs

Qualitix® Reagenzreservoir 75 ml, V-Form, PP, autoklavierbar
Bestell. Nr.: 6.230 338

Qualitix® Reagenzreservoir 48 ml, 8-Kanal, PS, unsteril
Bestell. Nr.: 6.275 528

Qualitix® Reagenzreservoir 48 ml, 12-Kanal, PS, unsteril
Bestell. Nr.: 6.274 335

Pipettenständer

Innovatives Design für Einkanal- und Mehrkanal Mikroliterpipetten. Für alle Calibra® und Acura® Modelle. Rascher Zugriff auf jedes Instrument. Extreme Standfestigkeit dank breiter Bodenplatte und Anti-Rutsch-Plättchen. Hergestellt aus robustem, pflegeleichtem Polyamid.
Bestell. Nr.: 9.411 505

Volumen	Teilung	Richtigkeit	Präzision	Anzahl Kanäle	VE	Best. Nr.
0,5 ... 10 µl	0,01 µl	1,5 ± R%	1,0 ≤ VK%	8	1	9.411 630
2 ... 20 µl	0,01 µl	1,2 ± R%	0,7 ≤ VK%	8	1	6.323 679
5 ... 50 µl	0,1 µl	0,8 ± R%	0,4 ≤ VK%	8	1	9.411 631
10 ... 100 µl	0,1 µl	0,8 ± R%	0,4 ≤ VK%	8	1	6.286 775
20 ... 200 µl	0,2 µl	0,7 ± R%	0,3 ≤ VK%	8	1	9.411 632
40 ... 350 µl	0,4 µl	0,8 ± R%	0,3 ≤ VK%	8	1	9.411 633
0,5 ... 10 µl	0,01 µl	1,5 ± R%	1,0 ≤ VK%	12	1	9.411 634
5 ... 50 µl	0,01 µl	0,8 ± R%	0,4 ≤ VK%	12	1	9.411 635
20 ... 200 µl	0,2 µl	0,7 ± R%	0,3 ≤ VK%	12	1	9.411 636
40 ... 350 µl	0,4 µl	0,8 ± R%	0,3 ≤ VK%	12	1	9.411 637