



# Gerber Instruments

**NOUVEAU** – Centrifugeuse Gerber Micro III



**GERBER**  
**INSTRUMENTS**  
Since 1892 

## Centrifugeuse Gerber Micro III

Depuis la création de l'entreprise en 1892, Gerber Instruments produit des appareils et de la technique d'analyse pour le contrôle qualité de l'industrie laitière. Pour déterminer la teneur en graisse du lait et des produits laitiers, les centrifugeuses sont une part élémentaire de l'équipement de base de chaque laboratoire.

Avec notre nouvelle petite centrifuge Gerber Micro III, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes:

- Détermination des matières grasses selon Gerber ou
- Détermination des matières grasses selon Babcock



Centrifugeuse Micro III avec rotor universel et douilles Babcock



Rotor Gerber avec 12 douilles de butyromètre

La centrifugeuse Gerber Micro III offre un haut niveau de sécurité et de fiabilité avec les propriétés du produit suivantes:

- Boîtiers en tôle d'acier avec une bonne stabilité et un laquage anti-acide.
- Verrouillage du couvercle pour empêcher l'ouverture de la centrifugeuse pendant le fonctionnement
- Arrêt d'urgence lors d'un déséquilibre en cas d'un remplissage irrégulier ou d'un bris de verre soudain
- **Nouveau** – Fonctionnement silencieux grâce à la fixation du moteur sur des silen bloc
- **Nouveau** – Meilleure précision grâce au réglage de vitesse

### Données techniques

Commande	Commande par microprocesseur
Minuteur	0 – 99 min
Chauffage	600 W réglable jusqu'à 65 °C
Rotor Gerber	avec 8 ou 12 douilles de butyromètre
Rotor Universel	avec 8 douilles de Babcock
Branchement sur le secteur	115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz
Dimensions (L x P x H)	430 x 530 x 280 mm
Poids	26 kg avec Rotor sans douilles
Garantie	2 ans

N° de commande	Type
03.2255	Centrifuge Micro III avec rotor Gerber et 8 douilles de butyromètre en laiton inclus
03.2265	Centrifuge Micro III avec rotor Gerber et 12 douilles de butyromètre en laiton inclus
03.2275	Centrifuge Micro III avec rotor Universel et 8 douilles de Babcock

### Gerber Instruments AG

Im Langhag 12 - CH-8307 Effretikon (ZH)  
info@gerber-instruments.ch - www.gerber-instruments.com  
Téléphone +41 (0)52 343 37 37 - Fax +41 (0)52 343 30 70

**GERBER**  
**INSTRUMENTS**  
Since 1892 