GERBER INSTRUMENTS
Since 1892

Labortops 4/2026
gültig bis 31.12.2026

LABORTOPS

THERMOCYCLER MASTERCYCLER® X40

- **Neu im Sortiment**
- **Zuverlässige PCR Performance**
- **Maximale Flexibilität**



eppendorf

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 3.

Allgemeiner Laborbedarf	2, 6 - 7
Genomics	3
Laborbrenner	4
Mikrobiologie	5
PSA / Sicherheit	8 - 10
Reinigung	11
Sterilisation	12
Temperaturmessung	13
Filtration	14
Chromatographie	15
Trübungsmessung	16
Spektroskopie	17
Liquid Handling / Pipettieren	18 - 19
Volumetrie	20
pH-Messung	21
Probennahme / Probenvorbereitung	22 - 23
Rühren, Schütteln, Mischen	24 - 25
Trocknung	26
Rotationsverdampfer	27
Heizen / Kühlen	28 - 29
Zentrifugieren	30
Wiegen	31
Reinstwassersystem	32

Weithalsdosen mit Schraubdeckel, HDPE

Kartell



Die zylindrischen Behälter werden komplett mit Innenverschluss und Verschlusskappe geliefert.
Für Lebensmittelgeeignet nach EC Norm 1935/2004 und EC Norm 10/2011.

-50%

Nenn-volumen ml	Ø aussen mm	Ø innen Hals mm	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
70	50	36	60	10	4.672 397	~~19.30~~	**9.65**
120	56	36	71	10	4.672 394	~~19.00~~	**9.50**
250	69	50	94	10	4.672 395	~~20.40~~	**10.20**
500	86	70	107	10	4.672 396	~~23.80~~	**11.90**
1000	111	85	128	10	4.672 393	~~31.70~~	**15.85**
1500	111	87	182	10	9.073 444	~~35.20~~	**17.60**
2000	111	87	235	10	9.073 446	~~39.30~~	**19.65**

Weithalsflaschen, Glas klar oder braun, Verschluss PTFE-kaschiert

behr Labor-Technik



Probennahmeflaschen aus Klarglas oder Braunglas.
Verschlussinnenseite komplett aus PTFE, daher inert.

-20%

Typ	Farbe	Inhalt ml	Ø Gewinde mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
RK 30 GT	klar	30	32	1	4.658 144	~~5.90~~	**4.70**
RK 50 GT	klar	50	32	1	4.658 145	~~6.30~~	**5.05**
RK 100 GT	klar	100	40	1	4.658 146	~~6.70~~	**5.35**
RK 250 GT	klar	250	55	1	9.103 200	~~6.90~~	**5.50**
RK 500 GT	klar	500	55	1	9.103 201	~~8.90~~	**7.10**
RK 1000 GT	klar	1000	68	1	9.103 202	~~12.60~~	**10.10**
RB 30 GT	braun	30	32	1	4.658 141	~~6.10~~	**4.90**
RB 50 GT	braun	50	32	1	4.658 142	~~6.60~~	**5.30**
RB 100 GT	braun	100	40	1	4.658 143	~~6.80~~	**5.45**
RB 250 GT	braun	250	55	1	9.072 325	~~7.10~~	**5.70**
RB 500 GT	braun	500	55	1	9.072 326	~~9.10~~	**7.30**
RB 1000 GT	braun	1000	68	1	9.072 327	~~13.00~~	**10.40**

Mehrzweckbecher mit Schraubverschluss, PP

Kartell



Behälter aus Polypropylen mit Schraubverschluss, für Urinproben.
Sterile und keimfreie Ausführung mit satiniertem Beschriftungsfeld, einzeln verpackt.

-45%

Nenn-volumen ml	Steril	Verschluss	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
150	-	blau	500	6.223 329	~~97.00~~	**53.35**
150	+	rot	250	4.675 613	~~97.00~~	**53.35**
150	aseptisch	rot	250	4.681 873	~~61.50~~	**33.85**
200	-	blau	600	6.285 503	~~231.00~~	**127.05**
200	+	rot	200	4.675 616	~~127.00~~	**69.85**

Dosen mit Schraubdeckel Nalgene™, PP

A 121 °C

thermo scientific



Transparent. Wiederholt autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.

-35%

Nenn-volumen ml	Ø mit Verschluss mm	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
125	70	74	1	9.033 153	~~5.40~~	**3.50**
250	70	119	1	9.033 154	~~6.30~~	**4.10**

PCR Platten, 96 well, Eppendorf twin.tec® Trace, BioBased, LoBind, PCR clean



Die PCR Platten bestehen aus Polymer, das aus ca. 86% recycelten Rohstoffen hergestellt wird. Ein Block für alle gängigen PCR-Verbrauchsmaterialien: 0,1/0,2 mL Tubes und Strips sowie unskirted, semi-skirted und skirted 96-Well-Platten, bis 100 µL pro Well - kombiniert mit SafeLid für optimalen Verdunstungsschutz. Hochwertiger Aluminiumblock mit Heizrate bis 3,3 °C/s, Kühlrate bis 1,5 °C/s, Regelgenauigkeit ±0,15 °C und 12-Spalten-Gradient für effiziente Protokolloptimierung in nur einem Lauf

- Lasergravierte Losnummern und Verfallsdaten auf jeder einzelnen Platte
- Lasergraviertes, optisches Führungsraster und OptiTrack®-Matrix zur schnellen Ausrichtung beim manuellen Pipettieren
- Stabiler, verwindungssteifer und hitzebeständiger Polycarbonat-Rahmen
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
- Mit Rand (skirted)
- ISCC PLUS zertifiziert
- ACT Label

-10%

Nenn-volumen	Rahmen	Farbe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml			pro VE		CHF	**CHF**
150	mit	farblos	25	6.327 007	~~168.00~~	**151.20**
150	mit	grün	25	6.327 008	~~168.00~~	**151.20**
150	mit	farblos	25	4.699 496	~~203.00~~	**182.70**
20	halb	farblos	25	4.699 492	~~168.00~~	**151.20**
250	halb	farblos	25	4.699 494	~~203.00~~	**182.70**

Abdeckfolie für PCR-Platten, selbstklebend, PP

ratiolab disposables for sciences



Für Mikrotestplatten, Deep-Well-Platten, Micro-Test-Tubes und 96-Well PCR-Platten. DMSO-resistent.

- Für den manuellen Gebrauch
- Temperaturbeständig von -80 bis 120 °C
- Klebstoff der PP- und Aluminiumfolien mit hoher Lösemittelbeständigkeit und DMSO-Resistenz
- Alle Folien im SBS-Standardformat

-40%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	**CHF**
Abdeckfolie	100	7.632 613	~~61.20~~	**36.70**

Thermocycler Mastercycler® X40

eppendorf

- Universeller Aluminiumblock
- Flüsterleise
- Kompakt und energieeffizient



ACT. The Environmental Impact Factor Label

Der Mastercycler® X40 setzt neue Massstäbe in der Endpunkt-PCR. Er verfügt über einen 12-stufigen Temperaturgradienten, eine hervorragende Temperaturhomogenität des Aluminiumblocks für reproduzierbare Ergebnisse, eine grosse, intuitive Touch-Oberfläche und einen SafeLid, welcher sich an unterschiedliche Gefässhöhen anpasst und so für optimale Temperaturübertragung und für Verdunstungsschutz sorgt.
Für 96-Well-Platte oder 0,1/0,2 ml-Gefässe.

- Nutzerverwaltung zum Festlegen von Berechtigungen zum Ändern von Einstellungen oder Programmen und detaillierte GLP- und Audit-unterstützende Laufdokumentation
- Fernüberwachung mit VisioNize® Lab Suite
- Programm-Migrationsfunktion unterstützt den Import von Programmen aus langsameren Cyclern
- Optional sind spezielle Service- und Wartungspläne, z. B. IQ/OQ GxP oder Temperaturverifikation mit nach ISO 9001 oder ISO/IEC 17025 kalibrierten Sensoren und das Temperature Verification System TVS-T6 erhältlich
- Unterstützt Nachhaltigkeitsziele: ACT-zertifiziert, niedriger Geräuschpegel und Energieverbrauch, Energiesparmodus

-10%

Typ	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	**CHF**
Mastercycler® X40	EU/US/JP/TW	1	6.325 777	~~7,546.00~~	**6,791.40**

LLG-PCR-Gefässe, PP

A 121 °C

LLG LABWARE

LLG-PCR-Gefässe mit flachen Kappen eignen sich für Standard-PCR/qPCR-Thermocycler. Das ergonomische Kappendesign erleichtert das einhändige Öffnen und Schliessen der Gefässe. Der V-Boden ermöglicht eine vollständige Probenrückgewinnung. LLG-PCR-Gefässe sind autoklavierbar, sowie RNase-, DNase- und Pyrogen-frei. Zentrifugierbar bis zu 18000 x g in einem Festwinkelrotor und bis zu 500 x g in einem Ausschwingrotor.

-50%

Volumen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	pro VE		CHF	**CHF**
0,2	500	4.704 897	~~29.90~~	**14.95**

Bunsenbrenner mit Nadelventil

DIN 30665. Luftregulierung, Sparflamme.



-40%

Typ	Höhe	Gewicht	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	g	pro VE		CHF	CHF
Erdgas mit Nadelventil	155	220	1	9.018 365	~~54.00~~	**32.40**
Propan mit Nadelventil	155	220	1	9.018 366	~~54.00~~	**32.40**

Teclubrenner mit Nadelventil

DIN 30665 konform, mit Luftregulierung, mit Sparflamme.



-35%

Typ	Höhe	Gewicht	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	g	pro VE		CHF	CHF
Erdgas	155	260	1	9.018 375	~~61.60~~	**40.05**
Propan	155	260	1	9.018 376	~~61.60~~	**40.05**

Spiritusbrenner, 18/10-Stahl


Mit Dochtregulierung und Verschlusskappe. Inhalt ca. 60 ml.



-30%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Spiritusbrenner	1	9.018 560	~~25.90~~	**18.15**

Drahtnetz, Stahl, verzinkt



- Umgeklappte Kanten
- Feinmaschiges, hitzebeständiges Edelstahlzentrum

-20%

Abmessungen (B x L)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	pro VE		CHF	CHF
155 x 155	1	4.688 237	~~6.20~~	**4.95**
195 x 195	1	4.688 238	~~8.60~~	**6.90**

Dreifuss



Stahl, verzinkt.
Verzinkung der Dreifüsse dient als temporärer Korrosionsschutz. Kann bei Kontakt mit offener Flamme abblättern.

-20%

Ø	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm	pro VE		CHF	CHF
100	180	1	9.034 110	~~15.30~~	**12.25**
120	210	1	9.034 112	~~16.90~~	**13.50**
120	250	1	6.200 910	~~21.00~~	**16.80**
120	260	1	6.234 831	~~22.10~~	**17.70**
140	220	1	9.034 114	~~18.90~~	**15.10**
160	230	1	6.059 957	~~21.70~~	**17.35**

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

schuett-biotec.de

Impfösen, Impfösenhalter und Impfösenständer







Impfösen zum mehrfachen Ausglühen. 3 verschiedene Materialien: Edelstahl, Edelstahl-Spezialdraht oder Platin-Iridium-Draht (90/10). Beste Ergebnisse in Langzeittest. Länge 60 mm. Drahtdurchmesser 0,5 mm.

Impfösenhalter nach Kolle für Impfösen 0,3 - 0,7 mm Draht-Ø. Edelstahl mit Griff. Feste Fixierung durch Überwurfmutter.

Impfösenständer robust und standsicher aus Kunststoff (autoklavierbar). Zur Aufnahme von 6 Impfösenhaltern.

-35%

Typ	Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
P-I 1	Platin-Iridium	1	9.520 180	~~99.00~~	**64.35**
P-I 2	Platin-Iridium	1	9.520 181	~~99.00~~	**64.35**
P-I 3	Platin-Iridium	1	9.520 182	~~99.00~~	**64.35**
P-I 5	Platin-Iridium	1	9.520 184	~~99.00~~	**64.35**
E 1	Edelstahl-Spezialdraht	10	9.520 170	~~95.40~~	**62.00**
E 2	Edelstahl-Spezialdraht	10	9.520 171	~~95.40~~	**62.00**
E 3	Edelstahl-Spezialdraht	10	9.520 172	~~95.40~~	**62.00**
E 5	Edelstahl-Spezialdraht	10	9.520 174	~~95.40~~	**62.00**
W-1,5	Edelstahl	10	9.520 185	~~55.80~~	**36.25**
W-2,5	Edelstahl	10	9.520 186	~~55.80~~	**36.25**
W-4,0	Edelstahl	10	6.233 696	~~55.80~~	**36.25**
Impfösenhalter	160 mm lang	1	9.520 178	~~32.80~~	**21.30**
Impfösenhalter 2 nach Kolle	240 mm lang	1	9.520 179	~~36.10~~	**23.45**
Impfösenständer R (rund)	(Ø x H) 80 x 50 mm	1	9.520 190	~~108.00~~	**70.20**
Impfösenständer L (lang)	(L x B x H) 180 x 50 x 50 mm	1	9.520 191	~~118.00~~	**76.70**

Impfösen-Sterilisator schuett solaris

- Berührungsloser START durch IR-Sensor
- Sterilisation durch Licht



Sterilisation durch Licht. Zum Ausglühen von Impfösen, Pinzetten oder Kleinstinstrumenten in Sekunden.
- Ohne Gas und ohne Flamme - Strombasiert
- Sterilisationstemperatur: 900 bis 1300 °C
- Berührungsloser START durch IR-Sensor, mit einstellbarem Timer (5 bis 7 Sekunden)
- Zum Einsatz in Sicherheitswerkbänken geeignet

An jedem lokalen Stromnetz zu betreiben. Sofort nach dem Einschalten mit einer sicheren Arbeitstemperatur von 900 bis 1300 °C verfügbar. Effizientes, einhändiges Arbeiten durch IR-Sensor, der den Sterilisationsvorgang automatisch startet. Pathogenes Material wird im geschützten Glührraum zurückgehalten. Kein Verspritzen, kein Russen. 4-stufige Einstellung des Arbeitswinkels für die optimale Ausrichtung in diversen Arbeitspositionen.

Lieferumfang: schuett solaris Impfösen-Sterilisator, 2 x Quarzglasröhrchen, 1 x Impfösenhalter mit Impföse (Muster)

Abmessungen (B x T x H): 152 x 195 x 210 mm
Gewicht: ca. 2500 g

-30%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Impfösen-Sterilisator schuett solaris, 230 V	1	9.018 741	~~1,465.00~~	**1,025.50**

Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Schraubverschluss

A 121 °C



Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. Starkwandig 1,1 mm. Weithalsig, daher leicht zu beimpfen und zu reinigen. Komplett mit Aluminium-Schraubverschluss (autoklavierbar/sterilisierbar) oder Kunststoff-Schraubverschluss (dampfautoklavierbar bei 121 °C/sterilisierbar) und Gummidichtung.

-35%

Ø	Nenn-volumen	Länge	Schraub-verschluss	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	ml	mm		pro VE		CHF	CHF
16	15	98	Aluminium	100	9.010 612	~~305.00~~	**198.25**
16	20	150	Aluminium	100	9.190 600	~~373.00~~	**242.45**
16	15	98	Kunststoff	100	9.010 613	~~215.00~~	**139.75**
16	20	150	Kunststoff	100	9.190 605	~~312.00~~	**202.80**
25	50	150	Kunststoff	100	9.010 620	~~368.00~~	**239.20**

Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss

A 121 °C



Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. Komplett mit Aluminium-Schraubverschluss (autoklavierbar/sterilisierbar) oder Kunststoff-Schraubverschluss (dampfautoklavierbar bei 121 °C/sterilisierbar) und Gummidichtung. Grösse 5 ml mit Mattschild.

-30%

Ø	Nenn-volumen	Länge	Schraub-verschluss	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	ml	mm		pro VE		CHF	CHF
12	3	35	Aluminium	100	9.010 608	~~99.10~~	**69.35**
14	5	50	Aluminium	100	9.010 602	~~312.00~~	**218.40**
27	15	45	Aluminium	100	6.266 815	~~312.00~~	**218.40**
27	20	50	Aluminium	100	6.264 629	~~299.00~~	**209.30**
27	30	75	Aluminium	100	6.266 816	~~325.00~~	**227.50**
14	5	50	Kunststoff	100	9.010 603	~~169.00~~	**118.30**
27	15	45	Kunststoff	100	9.010 610	~~220.00~~	**154.00**
27	20	50	Kunststoff	100	9.010 611	~~233.00~~	**163.10**
27	30	75	Kunststoff	100	9.010 601	~~245.00~~	**171.50**

Hebebühne SWISS BOY, Aluminium eloxiert

Rudolf Grauer AG



Aluminium. Eloxiert in verschiedenen Farben. Korrosionsfest, standfest, leicht einstellbar. Die gewünschte untere und obere Endposition kann stufenlos justiert werden. Wenn die Einstellung erreicht ist, stoppt die Hebebühne automatisch.

-25%

Farbe	Breite	Tiefe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	mm	pro VE		CHF	CHF
grün	40	50	1	9.117 100	~~143.00~~	**107.25**
blau	75	80	1	9.117 105	~~163.00~~	**122.25**
rosa	140	120	1	9.117 110	~~206.00~~	**154.50**
gold	150	122	1	9.117 115	~~243.00~~	**182.25**
hellblau	216	180	1	9.117 116	~~382.00~~	**286.50**
grau	320	240	1	9.117 118	~~1,187.00~~	**890.25**

LLG-Druckverschlussbeutel, PE

LLG LABWARE



PE. Transparent. Mit Selbstverschluss.

-20%

Breite	Länge	Stärke	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm	mm	pro VE		CHF	CHF
300	400	0,05	100	9.404 167	~~20.50~~	**16.40**
80	120	0,05*	100	9.404 179	~~3.60~~	**2.90**
200	300	0,05*	100	9.404 178	~~10.30~~	**8.25**

* mit Stempelfeld

Strömungsanzeiger LaboPlast®

burkle



Zur optischen Durchflussanzeige von Flüssigkeiten und Gasen in Schlauchleitungen. Funktioniert in beiden Fliessrichtungen und in jeder Einbaulage. Anzeige bereits ab ca. 150 ml/min Durchfluss. Länge inkl. Tülle 88 mm. Für Schläuche von 6 bis 11 mm Innen-Ø. Druckbelastung bis 2 bar. Lebensmittelgeeignet.

Zwei Ausführungen:
- LiquiMobil aus SAN bis 30 °C Betriebstemperatur
- CheMobil aus PMP bis 60 °C Betriebstemperatur, autoklavierbar, gute chemische Beständigkeit

-30%

Typ	Farbe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
LiquiMobil SAN	blau	1	9.003 910	~~14.20~~	**9.95**
LiquiMobil SAN	rot	1	9.003 911	~~12.10~~	**8.45**
LiquiMobil SAN	schwarz	1	9.003 912	~~15.30~~	**10.70**
CheMobil PMP	blau	1	9.003 913	~~16.50~~	**11.55**
CheMobil PMP	rot	1	9.003 901	~~15.30~~	**10.70**
CheMobil PMP	schwarz	1	9.003 914	~~18.40~~	**12.90**

Laborschalen LaboPlast®, PP

burkle



Weisse Allzweckschale. Lebensmittelgeeignet. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Temperaturbeständig bis 60 °C.

-30%

Abmessungen (B x T x H)	Abmessungen innen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm	pro VE		CHF	CHF
230 x 180 x 42	130 x 180	1	9.200 203	~~8.90~~	**6.25**
310 x 250 x 65	180 x 240	1	9.200 204	~~14.60~~	**10.20**
370 x 310 x 75	240 x 300	1	9.200 205	~~20.20~~	**14.15**
520 x 420 x 120	300 x 400	1	9.200 206	~~29.80~~	**20.85**
634 x 534 x 140	400 x 500	1	9.200 207	~~51.80~~	**36.25**
846 x 648 x 160	500 x 700	1	9.200 208	~~70.90~~	**49.65**

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Weithalsflaschen, mit Schraubverschluss, LDPE



Naturfarben, transparent. Starkwandig. Ideal für Probennahmen, Lagerung, Musterversand von flüssigen, pastösen und granulierten Produkten.

-20%

Inhalt	Ø	Gewinde Aussen-Ø	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	mm	pro VE		CHF	CHF
50	39	32	76,0	50	9.073 510	~~25.00~~	**20.00**
100	48	32	93,5	20	9.073 511	~~13.00~~	**10.40**
250	64	40	120,0	10	9.073 512	~~9.00~~	**7.20**
500	77	50	154,0	10	9.073 513	~~14.80~~	**11.85**
1000	95	65	205,0	4	9.073 514	~~10.40~~	**8.30**
2000	120	65	247,0	1	9.073 516	~~5.20~~	**4.15**

VITgrip™ Laborflaschen, PP, GL 45



Allround Laborflasche aus Polypropylen mit GL 45 Gewinde inklusive Originalitätsverschluss (PP).

- Leichte Ablesbarkeit des Volumens durch erhabene, beidseitige Skala mit hoher Genauigkeit (±5%)
- Inklusive Originalitätsverschluss, der zuverlässig signalisiert, ob die Flasche noch originalverschlossen ist
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285

Sehr gute chemische Resistenz gegen die meisten Säuren, Laugen und Alkohole. Darüber hinaus sind die VITgrip™ Laborflaschen und die mitgelieferten VITLAB® Originalitätsverschlüsse für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet (entsprechend Verordnung EU Nr. 10/2011).

-35%

Inhalt	Höhe*	Ø Boden	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	pro VE		CHF	CHF
125	103	54	6	6.270 627	~~35.60~~	**23.15**
250	149	64	6	6.270 628	~~42.30~~	**27.50**
500	192	77	6	6.270 629	~~48.00~~	**31.20**
1000	234	97	6	6.270 630	~~68.00~~	**44.20**
2000	278	126	1	6.270 631	~~26.10~~	**16.95**

* Höhe ohne Schraubkappe

Autoklav-Flaschen, Borosilikat 3.3, mit Push-on Verschluss

- Verhindert gefährlichen Druckaufbau
- Einfaches Verschlusssystem
- Hohe thermische Beständigkeit

New



Die Autoklav-Flaschen bieten eine praktische und sichere Lösung für die Dampfsterilisation flüssiger Medien. Sie sind mit selbstentlüftenden Push-on Verschlüssen ausgestattet, die eine sichere und effiziente Sterilisation gewährleisten. Die optionalen Etiketten und farbcodierten Bottle Tags gewährleisten eine klare Kennzeichnung im Labor.

- Gute thermische und chemische Beständigkeit
- Schlankes Design und ergonomische Griffzonen
- Autoklavierbar bei 121 °C

-30%

Nenn-volumen	Höhe	Ø Hals	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	pro VE		CHF	CHF
500	193	45	4	4.720 556	~~38.20~~	**26.75**
1000	253	45	4	4.720 557	~~56.40~~	**39.50**
2000	255	45	1	4.720 558	~~36.60~~	**25.60**

Push-on Verschlüsse, Naturkautschuk

Die Push-on Verschlüsse passen präzise auf den speziell geformten Rand der Autoklavenflaschen. Die Konstruktion der Verschlüsse ermöglicht die automatische Entlüftung von Dampf und Luft während der Aufheizphase des Dampfsterilisationszyklus.



-30%

Für Ø Hals	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	pro VE		CHF	CHF
45	4	4.720 555	~~20.40~~	**14.30**
45	100	6.522 414	~~456.00~~	**319.20**

Laborflaschen, Borosilikatglas 3.3, GL45, mit Retrace Code



DIN 168 Teil 1. EN ISO 4796-1.
Mit Teilung und Retrace Code, Ausgiessring, Schraubkappe aus PP mit ISO-Gewinde.
Chargenzertifikate auf Anfrage erhältlich.

-25%

Inhalt	Ø aussen	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	pro VE		CHF	CHF
100	56	100	10	9.072 331	~~22.80~~	**17.10**
250	70	138	10	9.072 332	~~30.30~~	**22.75**
500	86	176	10	9.072 334	~~39.20~~	**29.40**
1000	101	225	10	9.072 335	~~57.70~~	**43.25**
2000	136	260	10	9.072 336	~~118.00~~	**88.50**
5000	186	330	1	9.072 337	~~80.70~~	**60.55**
10000	234	410	1	9.072 338	~~143.00~~	**107.25**

LLG-Einmalhandschuhe *ergo*, Nitril, puderfrei

EN ISO 374-1 Type C | EN ISO 374-5 | EN 420


K P


VIRUS







Der ideale Handschuh für alle Anwendungen, in denen gutes Tastempfinden und ein Schutz gegen Chemikalien gewünscht wird.

- Dünn - sehr hoher Tragekomfort!
- Sehr gutes Tastempfinden - vergleichbar mit Latex
- Bewährtes Qualitätsprodukt aus Nitril - ausgezeichnete Beständigkeit gegen hautreizende Stoffe in Lebensmitteln
- Höhere Strapazierfähigkeit durch spezielle Rezeptur
- Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- Geeignet für alle Bereiche, die HACCP Standards unterliegen
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.

Gemäss EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.
Die entsprechende Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.llg-labware.com im Bereich Downloads.

Handschuhform:	flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)
Aussenseite:	Finger texturiert
Innenseite:	puderfrei halogeniert
Dicke doppelt gemessen:	0,12 mm

-35%

Grösse	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
XS	200	9.006 370	~~17.20~~	**11.20**
S	200	9.006 371	~~17.20~~	**11.20**
M	200	9.006 372	~~17.20~~	**11.20**
L	200	9.006 373	~~17.20~~	**11.20**
XL	180	9.006 374	~~17.20~~	**11.20**

Einmalhandschuhe TOUCHNTUFF™ 93-800, Naturgummilatex, Nitril, Neopren

EN ISO 374-1 Type A | EN ISO 374-5 | EN 421 | EN ISO 21420 | EN 388


JKLOAPST


VIRUS






2110A



- 15-mal längere Acetonbeständigkeit als herkömmliche Nitril-Einweghandschuhe
- Mehrschichtiges Design

Zuverlässiger Schutz: ≤15 Min. Acetonbeständigkeit und höherer Ketonschutz als bei Standard-Einweghandschuhen

- MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology mit chemischer Beständigkeit Typ A
- Zertifiziert nach EN 388 2110A für Schutz gegen Abrieb und Schnitt
- Leuchtend orange Farbe verbessert die Sichtbarkeit und Fremdkörpererkennung (FOD)
- Enthält über 60% biobasierten Kohlenstoff für geringere Emissionen und eine intelligentere, nachhaltigere Wahl beim Handschutz
- Texturierte Finger
- Puderfrei
- Rollrand

Gemäss EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420, EN 421, EN 388

-45%

Grösse	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
S (6,5 - 7)	30	4.720 532	~~42.30~~	**23.25**
M (7,5 - 8)	30	4.720 533	~~42.30~~	**23.25**
L (8,5 - 9)	30	4.720 534	~~42.30~~	**23.25**
XL (9,5 - 10)	30	4.720 535	~~42.30~~	**23.25**

Schnitt- und Hitzeschutzhandschuhe uvex k-basic extra 6658, bis ca. +250 °C

EN 388 | EN 407


2442D


X2XXXX



Diese Grobstrickhandschuhe aus 100% Kevlar® sind zusätzlich an der Innenseite mit einem Baumwollfutter versehen. Dadurch eigenen sie sich hervorragend als Schnitt- und Hitzeschutz. Packung à 1 Paar.

Länge:	220 bis 270 mm
EN:	388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)

-45%

Grösse	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
8	1	9.414 660	~~36.60~~	**20.15**
10	1	9.414 661	~~36.60~~	**20.15**
12	1	9.414 662	~~36.60~~	**20.15**

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Labor Berufsmantel für Damen und Herren 1656



Robuster Labormantel aus 100% Baumwolle bietet guten Schutz gegen Spritzer von Säuren und anderen Chemikalien.

- Kochfest, chlorecht
- Reverskragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- Langarm
- 1 Brusttasche
- 2 Seitentaschen
- Rückennaht mit praktischen Gehschlitz

Material: 100% Baumwolle
Farbe: weiss
Gewicht: ca. 205 g/m²
Länge: ca. 103 cm (Grösse L)

-40%

Grösse	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
XS	1	9.414 320	~~39.70~~	**23.80**
S	1	9.414 321	~~39.70~~	**23.80**
M	1	9.414 322	~~39.70~~	**23.80**
L	1	9.414 323	~~39.70~~	**23.80**
XL	1	9.414 324	~~39.70~~	**23.80**
XXL	1	9.414 325	~~39.70~~	**23.80**
XXXL	1	7.930 249	~~39.70~~	**23.80**

LLG-Einmal-Überschuhe, PP-Vlies mit CPE-Sohle



Weisses PP-Vlies, 38 g/m² mit blauer, rutschhemmender CPE-Sohle, 38 µm, mit Elastikband, latexfrei, Universalgrösse, Länge ca. 40 cm

-30%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
LLG-Einmal-Überschuhe, CPE Sohle	50	6.282 794	~~10.70~~	**7.50**


Schutzbrillen, Scheiben-Klar-Spray



12720



EXTASE



12750

-DIN EN 166 1 - FT, 170:2003
-Beschlagfreie, kratzfeste, farblose PC Scheibe
-100% UV-Schutz

Scheiben-Klar-Spray:
- Für Schutzbrillen, Visiere und Vollmasken aller Art
- Alkohol-, Wachs- und Silikonfrei
- Umweltverträgliches Pumpspray, biologisch abbaubar



-25%

Typ	Farbe Gestell	Gewicht	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		g	pro VE		CHF	CHF
12720	blau	46	1	6.232 423	~~8.50~~	**6.40**
EXTASE	grau	33	1	7.627 418	~~13.50~~	**10.15**
12750, Bügellänge einstellbar	blau	31	1	7.631 685	~~10.40~~	**7.80**
Scheiben-Klar Spray 100 ml	-	-	1	6.900 782	~~14.00~~	**9.80**

LLG-Universal Spender, Acrylglas



Universal-Spender mit Klappdeckel und Entnahmeöffnung, inkl. Wandbefestigung. (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten).

-50%

Abmessungen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	pro VE		CHF	CHF
206 x 216 x 213	1	6.289 563	~~61.80~~	**30.90**

Akkuschutzsets



Vorbeugender und abwehrender Brandschutz bei Akkus, akkubetriebenen Werkzeugen und elektronischen Geräten

- Verhindert eine Flammenausbreitung auf die Umgebung
- Nimmt Lösch- und Sprinklerwasser auf und erzeugt damit einen Kühleffekt um die Brandlast zu senken
- Reduziert die Freisetzung von Gasen und die Menge an kontaminiertem Löschwasser durch offenporiges Gewebe
- Die Akkuschutzdecke nimmt Wasser auf und lässt zusätzlich auch Wasser durch. Dadurch wird weniger Wasser zur Kühlung benötigt
- Ideal für Akkus, akkubetriebene Werkzeuge und Geräte
- Die Decke lässt sich aus der Aufbewahrungstasche mit praktischen Schlaufen ganz einfach herausziehen
- Die Tasche kann in der Einsatznähe an den Ösen aufgehängt werden
- Spezielles Hochtemperaturgewebe mit mineralischer Beschichtung klassifiziert nach Europäischem Brandschutztest gemäss DIN EN 13501-1, nicht brennbar, A1
- Geprüft gem. DIN 54345-1, nicht leitfähig
- Temperaturbeständig bis 1.300 °C
- Unterschiedliche Grössen verfügbar
- Made in Germany

Typ 1: Akkuschutzdecke B: 900 mm L: 1000 mm, Aufbewahrungstasche zum Aufhängen B: 330 mm L: 390 mm

Typ 2: Akkuschutzdecke B: 900 mm L: 2000 mm, Aufbewahrungstasche zum Aufhängen B: 385 mm L: 520 mm

-40%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
	pro VE		CHF	**CHF**
1	1	6.496 009	~~166.00~~	**99.60**
2	1	6.496 010	~~217.00~~	**130.20**

Augenspülflasche BARIKOS KS



Die Ausführungen BARIKOS KS und Mini BARIKOS KS sind die wartungsfreien Modelle unter den Augenspülflaschen.
Die Wasserfüllungen sind im versiegelten Zustand mindestens 2 Jahre haltbar.
Beide Augenspülflaschen entsprechen der DIN EN 15154-4.

- pH-neutrale Augenspülung auf Wasserbasis ohne chemische Zusätze
- Ergonomisch geformte Augenmulde

-30%

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
	pro VE		CHF	**CHF**
BARIKOS KS, 620 ml, gefüllt	1	9.005 009	~~32.20~~	**22.55**
Mini BARIKOS KS, 175 ml, gefüllt	1	9.005 008	~~27.30~~	**19.10**

LLG-Entsorgungsbeutel, PP, mit Biohazard-Aufdruck und Sterilindikator



Entsorgungsbeutel Beutel mit Biohazard-Aufdruck zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen. Zum mehrfachen Autoklavieren geeignet. Hohe Reissfestigkeit und gute Widerstandsfähigkeit gegen Stosseinwirkung. Hergestellt aus Polypropylen, mit Schriftfeld. Autoklavierbar.

-35%

Nenn-volumen	Abmessungen (B x H)	Dicke	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
l	mm	µm	pro VE		CHF	**CHF**
20	500 x 600	50	500	6.495 895	~~276.00~~	**179.40**
40	630 x 890	50	300	6.495 896	~~320.00~~	**208.00**
80	910 x 1150	50	150	6.495 897	~~285.00~~	**185.25**

Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL Labor und Chemie



Inhalt: Basis-Ausstattung DIN 13157 plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung für die chemische Industrie, medizinische, technische und chemische Laborbetriebe

- Masse: ca. 400 x 300 x 150 mm
- Material: ABS-Kunststoff
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Koffer plombierbar

-45%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
	pro VE		CHF	**CHF**
Labor und Chemie	1	9.264 163	~~293.00~~	**161.15**

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Abtropfbrett, PS

Kartell




Lieferung komplett mit 72 Stäben (Ø 15 mm, Länge 95 mm), mit 11 kleinen Stäben (Ø 6 mm, Länge 95 mm) Ablaufschlauch und Material zur Wandmontage.

-40%

Abmessungen (B x T x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	pro VE		CHF	**CHF**
450 x 110 x 630	1	9.003 240	~~118.00~~	**70.80**

LLG-Reinigungsbürsten

LLG LABWARE



Langlebiges Pinsel-Material von höchster Qualität, aus Faser/Nylon.
Bürstenstiel aus korrosionsbeständigem verdrehtem Stahldraht.
Bürstengriff aus Polypropylen, zur einfachen Handhabung, ermöglicht auch das Aufhängen der Bürste.
Das runde Schwammoberteil ermöglicht den Zugang zu allen Ecken der Laborgeräte und garantiert beste Ergebnisse.

-35%

Für	Abb.	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	**CHF**
Büretten und Schläuche	a	10	6.267 293	~~44.70~~	**29.05**
grosse Flaschen	b	10	6.267 294	~~37.90~~	**24.65**
mittlere Flaschen	c	10	6.267 295	~~39.00~~	**25.35**
kleine Flaschen	d	10	6.267 296	~~35.40~~	**23.00**
Reagenzgläser	e	10	6.267 297	~~28.10~~	**18.25**
schmale Röhrchen	f	10	6.267 298	~~28.10~~	**18.25**

Wischtücher Multitex®

ZVG



Die hochwertigen Vliese mit Textilcharakter eignen sich aufgrund ihrer enormen Festigkeit zur feuchten und trockenen Reinigung. Sie sind sehr weich und dennoch fusselarm, können grosse Flüssigkeitsmengen aufnehmen und bleiben reissfest, sind lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht. Silikonfrei.

-40%

Abmessungen (B x L)	Farbe	Verpackungs-inhalt	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm			pro VE		CHF	**CHF**
380 x 340	weiss	10 x 40	10	6.261 940	~~61.50~~	**36.90**
380 x 340	blau	10 x 40	10	7.673 270	~~83.10~~	**49.85**
300 x 400	weiss	1 x Rolle à 475 Stück	1	6.496 482	~~76.00~~	**45.60**

LLG-Lagenzellstoff

LLG LABWARE



- Ungebleicht oder hochgebleicht
- Verpackungseinheit: 1 x 5 kg

-40%

Beschreibung	Abmessungen (B x L)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	pro VE		CHF	**CHF**
ungebleicht	600 x 400	5	9.413 210	~~28.70~~	**17.20**
hochgebleicht	600 x 400	5	9.413 211	~~54.70~~	**32.80**

Sterilisationsbeutel und Rollen VERISTERIL





Flache, gefaltete und selbstklebende Beutel und Rollen für die Sterilisation aus transparenter blauer Kunststofffolie und medizinischem Papier. Geeignet für die Dampf- und EtO-Sterilisation. Vollständig abziehbar. Sehr geringe Partikelabgabe. Farbwechselindikatoren für Dampf und EtO sind auf der Papierseite aufgedruckt und von der Kunststoffseite aus sichtbar, sodass alle Informationen von derselben Seite der Verpackung abgelesen werden können.

- Verstärkte Ecken
- Einfach und sicheres Öffnen
- Entspricht den Normen EN ISO 11607-1 und EN 868-5

-30%

Typ	Abmessungen (B x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	pro VE		CHF	CHF
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	75 x 250	200	4.717 864	~~11.80~~	**8.25**
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	90 x 250	200	4.717 865	~~12.10~~	**8.45**
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	140 x 260	200	4.717 866	~~18.90~~	**13.25**
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	190 x 330	200	4.717 867	~~25.20~~	**17.65**
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	300 x 370	200	4.717 868	~~44.40~~	**31.10**
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	300 x 450	200	4.717 869	~~52.90~~	**37.05**
Rollenlänge 200 m	50 x 200	8	4.717 883	~~89.80~~	**62.85**
Rollenlänge 200 m	75 x 200	8	4.717 884	~~135.00~~	**94.50**
Rollenlänge 200 m	100 x 200	4	4.717 885	~~89.80~~	**62.85**
Rollenlänge 200 m	150 x 200	4	4.717 886	~~135.00~~	**94.50**
Rollenlänge 200 m	200 x 200	4	4.717 887	~~179.00~~	**125.30**
Rollenlänge 200 m	250 x 200	2	4.717 888	~~112.00~~	**78.40**
Rollenlänge 200 m	300 x 200	2	4.717 889	~~135.00~~	**94.50**
Rollenlänge 200 m	350 x 200	1	4.717 890	~~78.60~~	**55.00**
Rollenlänge 200 m	400 x 200	1	4.717 891	~~89.80~~	**62.85**
Rollenlänge 200 m	500 x 200	1	4.717 892	~~112.00~~	**78.40**
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	75 x 100	8	4.717 893	~~147.00~~	**102.90**
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	100 x 100	4	4.717 894	~~91.40~~	**64.00**
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	150 x 100	4	4.717 895	~~128.00~~	**89.60**
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	200 x 100	2	4.717 896	~~74.30~~	**52.00**
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	250 x 100	2	4.717 897	~~92.80~~	**64.95**
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	300 x 100	2	4.717 898	~~109.00~~	**76.30**
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	400 x 100	1	4.717 899	~~72.80~~	**50.95**

Indikatorstreifen für Dampfsterilisation STERICONTROL SC-40/SC-63



SC-40



SC-63

SC-40: Die Indikatoren vom Typ 4 Stericontrol Steam sind Multiparameter-Indikatoren, die auf die kritischen Parameter des Dampfsterilisationsprozesses reagieren.

- Mehrfach-Variablenanzeige für 121/134 °C-Dampfzyklen
- Entspricht der Norm EN ISO 11140-1 Typ 4

SC-63: Typ 6-Anzeigen Stericontrol Steam sind emulierende Anzeigen, die auf kritische Parameter des Dampfsterilisationsprozesses reagieren.

- Emulator für Dampfsterilisationszyklen 121/134 °C
- Entspricht der Norm EN ISO 11140-1 Typ 6
- 15 min - 121 °C | 3,5 min - 134 °C

-25%

Typ	Abmessungen (L x B)	Verpackungs-inhalt	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
			pro VE		CHF	CHF
SC-40	156 x 15	1 x Beutel à 500 Stück	500	4.717 900	~~14.50~~	**10.90**
SC-63	60 x 25	1 x Beutel à 250 Stück	250	4.717 901	~~14.50~~	**10.90**

Bowie-Dick Testpaket



Bowie-Dick-Test gemäss den Normen EN ISO 11140-1 Typ 2 und EN ISO 11140-4.

- Entspricht dem in EN 285 angegebenen Testpaket
- Plastifiziertes Indikatorblatt mit Farbwechsel von pink zu schwarz
- Jedes Paket ist in einer kleinen, praktischen Box verpackt, die direkt in den Autoklav eingesetzt werden kann

-35%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Bowie-Dick-Test	80	4.717 863	~~206.00~~	**133.90**

Temperaturmessgerät testo 925





Kompaktes Messgerät für einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung mit Thermoelement Typ K-Fühler. Messdaten können über Bluetooth® an Smartphones oder Tablets übertragen werden. Durch die Anbindung an die kostenlose testo Smart App sind Konfiguration des Geräts, sowie Anzeige, Speicherung und Dokumentation der Messungen möglich.

- 1 Messkanal
- Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung
- Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
- Displaybeleuchtung
- Hold-Funktion
- Anzeige von Min./Max.-Wert

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Lieferumfang: Temperaturmessgerät, 1 x Thermoelement Typ K-Fühler, Transporttasche, Kalibrierprotokoll, Batterien

-30%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
testo 925	1	4.687 954	~~167.00~~	**116.90**
Schutzhülle TopSafe	1	4.687 956	~~50.50~~	**35.35**

Online-Feuchte-Datenlogger testo 162 H1

Online-Datenlogger zur automatisierten Temperatur- und Feuchteüberwachung. Messwerte werden aufgezeichnet und durch eine vorhandene WLAN Verbindung direkt an die testo Saveris Cloud gesendet. In der Cloud können Datenlogger konfiguriert, Grenzwertalarme eingestellt, sowie Messdaten eingesehen und analysiert werden.



- Datenübertragung über WLAN
- Automatische Messwert-Dokumentation in testo Saveris Cloud
- Sichtkontrolle vor Ort durch grosses Display
- Speicher für 10000 Messwerte pro Kanal

Lieferumfang: Online-Feuchte-Datenlogger, Micro-USB-Kabel, Wandhalterung mit Schloss, 4 x AA Batterien, Kurzanleitung, Testprotokoll

-20%

Abmessungen (B x T x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	pro VE		CHF	CHF
115 x 82 x 31	1	4.712 365	~~395.00~~	**316.00**

Kombi Infrarot- und Einstichthermometer TLC 750i-V2, mit Schutzhülle

Jetzt neu mit Schutzhülle



Handliches Infrarotthermometer zur berührungslosen Messung der Oberflächentemperatur oder der Kerntemperatur mit dem einklappbaren Einstechfühler. Ideal für zeitsparende, präzise Temperaturmessungen beim Wareneingang, sowie bei der Lagerung und dem Transport von Waren und Lebensmitteln.

- Praktisches Taschenformat für den täglichen Einsatz
- Vereinfachte Bedienung
- Beleuchtetes Display ermöglicht das Ablesen in dunkler Umgebung
- Drehende Anzeige im Display erleichtert das Ablesen des Messwerts
- Doppelter Laserpointer
- Optik 8:1
- HACCP und DIN EN 13485 konform
- Wasserfestes Gehäuse (IP 65)

Lieferumfang: Infrarot- und Einstichthermometer, Schutzhülle, 2 x AAA-Batterie, Werkskalibrierzertifikat

-40%

Abmessungen aussen (B x T x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	pro VE		CHF	CHF
44 x 169,5 x 23	1	6.496 428	~~190.00~~	**114.00**

Wireless Min./Max. Alarm Thermometer Typ 13090

Kabelloses Min./Max. Thermometer zur Überwachung von Kühlschränken und Tiefkühlschränken zur Qualitätssicherung.



- Dreikanal-Temperaturmessung
- Dreifach-Anzeige für aktuelle, min./max. Temperatur, sowie Innen/Aussen- und Funktemperatur
- Einstellbarer Hi/Low-Alarm
- Batteriestatusanzeige

Lieferumfang:
Flaschentemperatursensor mit 1 m Kabel, kabelloser Temperatursensor (Transmitter)

-40%

Abmessungen (B x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	pro VE		CHF	CHF
79 x 66	1	6.325 021	~~101.00~~	**60.60**

Kolbenpumpe LLG-uni*VACUUPUMP* 1



Die LLG-uni*VACUUPUMP* 1 arbeitet ölfrei und kann zusätzlich auch als Kompressor bis zu einem Druck von 3,3 bar eingesetzt werden. Nicht zum Pumpen organischer, saurer oder basischer Dämpfe empfohlen. Saug-/ Druckanschluss: Schlauchwelle DN 6 für Schlauchinnendurchmesser 6 mm.

Lieferumfang: Pumpe, 2 Schlauchklemmen, Netzkabel mit EU- und UK-Stecker

Pumpleistung 50/60 Hz bei Atmosphärendruck:	9,2/11 l/min
Enddruck:	292 mbar
Max. Überdruck:	3,3 bar
Max. relative Temperatur:	60 °C
Zulässige Umgebungstemperatur:	10 ... 40 °C
Saug-/ Druckanschluss:	DN 6
Abmessungen (B x T x H):	194 x 114 x 191 mm
Netzanschluss:	230 V/50 Hz
Schutzart:	IP 20

-25%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
LLG-uni*VACUUPUMP* 1	1	6.263 580	~~377.00~~	**282.75**

LLG-Filtrationseinheit, Borosilikatglas

Komplettset



Universell einsetzbare Filtrationseinheit aus hochwertigem Borosilikatglas. Breites Anwendungsspektrum für die Filtration mit Filterpapier oder Membranfiltern (47 mm).

- Grosser Trichter (300 ml) mit Skala
- Glasfritte mit Porosität 2
- Glasfritten mit Porosität 1 oder 3 optional erhältlich
- Alle Komponenten als Ersatzteil erhältlich

Lieferumfang: Filterflasche mit NS 45/40, Trichter 300 ml, Filteraufsatz NS 45/40 mit Schlauchanschluss GL 14 und Glasfritte 47 mm (Porosität 2), Klammer

-35%

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
LLG-Filtrationseinheit 1000 ml	1	6.291 850	~~144.00~~	**93.60**

LLG-Filtrierpapiere, qualitativ, Rundfilter



Mittelschnell, für schnelle Filtration mit feinen Partikeln

Aus 100% Cellulose. Aschegehalt 0,06%. Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.

-30%

Ø	Filtrations-zeit	Poren-grösse	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	sek.	µm	pro VE		CHF	CHF
42,5	88	5 - 13	100	9.045 800	~~5.80~~	**4.05**
47,0	88	5 - 13	100	9.045 801	~~5.80~~	**4.05**
55,0	88	5 - 13	100	9.045 802	~~6.10~~	**4.25**
70,0	88	5 - 13	100	9.045 803	~~6.40~~	**4.50**
90,0	88	5 - 13	100	9.045 804	~~7.00~~	**4.90**
110,0	88	5 - 13	100	9.045 805	~~7.50~~	**5.25**
125,0	88	5 - 13	100	9.045 806	~~7.80~~	**5.45**
150,0	88	5 - 13	100	9.045 807	~~9.20~~	**6.45**
185,0	88	5 - 13	100	9.045 808	~~11.00~~	**7.70**
240,0	88	5 - 13	100	9.045 809	~~14.40~~	**10.10**

Filtrierpapiere Typ MN 614 1/4, qualitativ, Faltenfilter



Mittelschnell, für Bestimmung des Zuckergehalts, Farbe, ätherische Öle und Emulsionen

-40%

Ø	Filtrations-zeit	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	sek.	pro VE		CHF	CHF
55	20	100	9.048 400	~~35.00~~	**21.00**
70	20	100	9.048 401	~~35.00~~	**21.00**
90	20	100	9.048 402	~~35.00~~	**21.00**
110	20	100	9.048 403	~~35.00~~	**21.00**
125	20	100	9.048 404	~~35.00~~	**21.00**
150	20	100	9.048 405	~~35.00~~	**21.00**
185	20	100	9.048 406	~~40.70~~	**24.40**
240	20	100	9.048 407	~~60.80~~	**36.50**
270	20	100	9.048 408	~~68.20~~	**40.90**
320	20	100	9.048 409	~~85.20~~	**51.10**
385	20	100	9.048 410	~~128.00~~	**76.80**
400	20	100	4.001 016	~~139.00~~	**83.40**
450	20	100	4.001 017	~~185.00~~	**111.00**
500	20	100	9.048 411	~~210.00~~	**126.00**

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Vials ND9 und ND11



Base bonded Microeinsatz


Klar, Schriftfeld und flacher Boden.

-40%

Typ	Nenn-volumen	Abmessungen (Ø x H)	Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	ml	mm		pro VE		CHF	CHF
(1)	0,2	11,6 x 32	Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde), weite Öffnung, Mikroflaschen	100	4.721 378	~~74.20~~	**44.50**
(2)	0,3	11,6 x 32	Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde), weite Öffnung, Mikroflaschen	100	4.721 380	~~74.20~~	**44.50**
(3)	0,2	11,6 x 32	Rollrandflaschen ND11, Mikroflaschen	100	4.721 387	~~74.20~~	**44.50**
(4)	0,3	11,6 x 32	Rollrandflaschen ND11, Mikroflaschen	100	4.721 385	~~74.20~~	**44.50**
(5)	0,2	11,6 x 32	Schnappringflaschen ND11, weite Öffnung	100	4.721 392	~~74.20~~	**44.50**
(6)	0,3	11,6 x 32	Schnappringflaschen ND11, weite Öffnung	100	4.719 882	~~110.00~~	**66.00**

LLG-PP Schraubverschlüsse ND9

-25%



Typ	Kappen	Septen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
			pro VE		CHF	CHF
(7)	blau, mit Loch	Red Rubber / PTFE beige	100	4.008 228	~~14.30~~	**10.70**
(8)	blau, mit Loch	Silikon weiss / PTFE rot, geschlitzt	100	4.001 521	~~23.10~~	**17.30**

LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11

-25%



Typ	Kappen	Septen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
			pro VE		CHF	CHF
(9)	Aluminium, silber, Loch	Naturkautschuk / Butyl rot-orange / TEF transparent	100	7.060 469	~~15.80~~	**11.85**
(10)	Aluminium, silber, Loch	Silikon weiss / PTFE rot	100	9.003 446	~~22.30~~	**16.75**

LLG-PE Schnappringverschlüsse ND11

-25%



Typ	Kappen	Septen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
			pro VE		CHF	CHF
(11)	transparent, Loch	Silikon weiss / PTFE rot	100	4.001 544	~~20.40~~	**15.30**
(12)	transparent, Loch	Silikon weiss / PTFE blau, kreuzgeschlitzt	100	4.008 256	~~25.80~~	**19.35**

Belüftungsventile, PP



b.safe

Mit Membrane aus PTFE/PP von 1 µm und mit Rückschlagventil aus Silikon.
Inklusive aufsteckbarer Wechselanzeige.

-30%

Ø	Standzeit	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm		pro VE		CHF	CHF
20	6 Monate	2	6.313 842	~~47.10~~	**32.95**
20	6 Monate	10	6.313 843	~~208.00~~	**145.60**
20	6 Monate	50	6.313 844	~~899.00~~	**629.30**

Abluftfilter, PP



b.safe

Deckel mit integrierten Belüftungsöffnungen und Wechselanzeige.

-30%

Typ	Standzeit	Gewinde	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		GL	pro VE		CHF	CHF
SMALL	3 Monate	14	2	6.313 839	~~104.00~~	**72.80**
MEDIUM	6 Monate	14	2	6.313 840	~~173.00~~	**121.10**
LARGE	12 Monate	14	2	6.313 841	~~221.00~~	**154.70**

HPLC Starter Kit, GreenLine, GL45, für die PFAS-Analytik

S·C·A·T



HPLC Starter Kit II

Für die sichere Entnahme von Lösungsmitteln. Schraubkappen, mit frei drehbarem Einsatz, mit Fittings für Kapillaren und einem Belüftungsventil, mit Wechselanzeige. Für die PFAS-Analytik von polyflourierten Chemikalien nach DIN 38407-42/ DIN 38414-14.

- Komplettes Set für bis zu 4 Vorratsflaschen
- Passend für alle gängigen HPLC-Systeme

Den Lieferumfang zu den einzelnen Kits finden Sie auf unserer Webseite.

-35%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
HPLC Starter Kit I	1	4.715 021	~~383.00~~	**248.95**
HPLC Starter Kit II	1	4.715 022	~~413.00~~	**268.45**
HPLC Starter Kit III	1	4.715 023	~~433.00~~	**281.45**

Flockulator Lovibond® Floc Tester

- Zweistufiger Testmodus
- Präzise Geschwindigkeits-regelung
- Vielfältige Timeroptionen



Der Lovibond® Floc Tester ermöglicht reproduzierbare Laborsimulationen realer Aufbereitungsbedingungen und erlaubt es Betreibern, den richtigen Flockungsmittel-Typ sowie die optimale Dosierung bereits vor dem grosstechnischen Einsatz zu bestimmen. Das gewährleistet eine sichere, wirtschaftliche und nachhaltige Wasseraufbereitung.

- Durchführung der Flockungstests nach ASTM D2035-19
- Zweistufiger Testmodus, zeitgesteuerter oder manueller Wechsel zwischen zwei voreingestellten Geschwindigkeiten
- Geeignet für Bechergläser von 500 ml bis 1500 ml
- Langlebig durch korrosionsbeständige Edelstahlrührer
- Grosses, beleuchtetes Display für optimale Ablesbarkeit
- Intuitives, sprachunabhängiges Bedienkonzept
- Digitale Geschwindigkeitseinstellung von 20 bis 250 min^{-1}
- Timer programmierbar von 1 bis 240 Minuten oder Dauerbetrieb

-15%

Typ	Anzahl der Rührstellen	Steckertyp	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
ET830	2	EU	1	4.719 725	~~1,766.00~~	**1,501.10**
ET840	4	EU	1	4.719 726	~~2,415.00~~	**2,052.75**
ET850	6	EU	1	4.719 727	~~2,872.00~~	**2,441.20**

Gestell für Sedimentiergefässe, PMMA/PP




PMMA/PP. Für zwei Sedimentier-gefässe nach Imhoff. SAN. Kompakt und leicht zu transportieren, auch in gefülltem Zustand.

-50%

Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
150	300	294	1	9.304 281	~~93.20~~	**46.60**

Sedimentiergefässe nach Imhoff, Borosilikatglas 3.3



Speziell für Sedimentierungstests nach DIN 12672 aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Mit Volumenskala bis 1000 ml.

Graduierung, ml:	Teilung ml:
0 bis 2	0,1
2 bis 10	0,5
10 bis 40	1,0
40 bis 100	2,0
100 bis 1000	50,0

-30%

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
ohne Hahn	1	6.286 841	~~84.50~~	**59.15**
mit Hahn	1	6.286 842	~~157.00~~	**109.90**

Sedimentiergefäss nach Imhoff, SAN



DIN 12672. Glasklar. Mit Schraubkappe zum Ablassen des Inhalts. Thermische Belastbarkeit bis max. 85 °C.

Graduierung, ml:	Teilung, ml
0 bis 2	0,1
2 bis 10	0,5
10 bis 100	1,5
100 bis 300	10
300 bis 1000	50

-50%

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
Mit Schraubkappe	1	9.304 280	~~45.30~~	**22.65**

Einmalküvetten

Kartell



Einmalküvetten für Spektroskopie aus PS oder PMMA für eine optimale Durchlässigkeit bei der Verwendung von Wellenlängen von 340 bis 800 nm (PS) oder von 280 bis 800 nm (PMMA).

-30%

Beschreibung	Volumen	Material	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	ml		pro VE		CHF	**CHF**
Standardküvetten	4,5	PS	100	9.406 431	~~11.10~~	**7.75**
Halbmikroküvetten, niedrige Form	1,5	PS	100	9.406 432	~~11.40~~	**8.00**
Halbmikroküvetten, hohe Form	2,5	PS	100	9.406 433	~~11.30~~	**7.90**
Standardküvetten, 4 klare Seitenwände	4,5	PS	100	9.406 434	~~10.10~~	**7.05**
Standardküvetten	4,5	PMMA	100	9.406 435	~~15.20~~	**10.65**
Halbmikroküvetten, hohe Form	2,5	PMMA	100	9.406 436	~~14.80~~	**10.35**
Halbmikroküvetten, niedrige Form	1,5	PMMA	100	9.406 437	~~16.90~~	**11.85**
Standardküvetten, 4 klare Seitenwände	4,5	PMMA	100	9.406 438	~~13.50~~	**9.45**

LLG-Küvettenrack, PP

A 121 °C

LLG LABWARE



Ideal zur Aufbewahrung von bis zu 16 Küvetten mit 12,5 mm Breite. Zweistufige Anordnung der Küvetten-Reihen sorgt für Übersichtlichkeit.

- Nummerierte Stellplätze
- Autoklavierbar bei 121 °C

-20%

Länge	Breite	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm	mm	pro VE		CHF	**CHF**
210	70	35	1	4.682 061	~~11.40~~	**9.10**

Spektralphotometer XD 7000 VIS und XD 7500 UV-VIS

Lovibond

- Referenzstrahlmessung
- Automatische Testerkennung
- Automatische Küvettenerkennung



XD 7000 VIS

UV-VIS und VIS Spektralphotometer XD 7000 und XD 7500 mit Referenz-Strahl-Technologie. Neben der automatischen Erkennung aller Küvettentests kann jede der über 150 vorprogrammierten Lovibond® Methoden über Barcodes erkannt und direkt angesteuert werden. Weitere Funktionen des Spektralphotometers sind: Messung von Transmission und Absorption, Spektren-Scan, Kinetik-Analyse, sowie die Erstellung von benutzerdefinierten Methoden unter Verwendung mehrerer Wellenlängen.

- Hochwertige Referenzstrahl Optik
- Automatische Testerkennung über Barcodesystem
- Unterstützt Rundküvetten mit 13, 16, 24 mm und Rechteckküvetten mit 10, 20, 50 mm
- Automatische Küvettenerkennung
- Mehr als 150 analytische Methoden vorprogrammiert
- 7" Farbdisplay und Folientastatur
- Schnittstellen: Ethernet, USB
- 20 Anwenderprofile möglich
- Erstellung von bis 100 weiteren benutzerdefinierten Methoden
- Passwortschutz möglich

	XD 7000 VIS // XD 7500 UV-VIS
Optisches System:	Gitter-Monochromator mit Referenzstrahl-Optik
Wellenlängenbereich:	320 - 1100 nm // 190 - 1100 nm
Bandweite:	4 nm
Photometrischer Bereich:	-3,3 bis +3,3 Abs
Interner Speicher:	40 MB für ca. 5000 Datensätze
Lichtquelle:	Wolfram-Halogen-Lampe // Xenon Blitzlampe
Abmessungen (B x T x H):	422 x 323 x 195 mm
Gewicht:	ca. 4,5 kg
Netzanschluss:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse:	IP 30

-30%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	**CHF**
XD 7000 VIS	1	6.272 436	~~6,015.00~~	**4,210.50**
XD 7500 UV-VIS	1	6.272 437	~~10,337.00~~	**7,235.90**

Mehrfachdispenser HandyStep® touch/HandyStep® touch S

- Komplett mit Ladeständer
- Automatische Grössen-erkennung der Tips
- Intuitive Menüführung



Mehrfachdispenser mit farbigem Touch-Display und automatischer Grössenerkennung.

HandyStep® touch mit den Standardmodi Multi-Dispensieren, Auto-Dispensieren, Pipettieren und Favoriten
HandyStep® touch S zusätzlich mit den Funktionen Sequentielles Dispensieren, Multi-Aspirieren und Titrieren

- Touch-Bedienung mit intuitiver Menüführung und integrierter Hilfe
- Wichtige Funktionen und Parameter auf einen Blick
- Automatischer Spitzenabwurf durch Tastendruck
- Ergonomisch angeordnete Step-Taste
- Variable Volumeneinstellung von 1,0 µl bis 50 ml
- USB-C-Anschluss zum schnellen Laden mit Kabel
- Induktiv aufladbar mit Ladeständer
- Auch verwendbar mit kompatiblen Tips anderer Hersteller

Lieferumfang: Mehrfachdispenser, inkl. Universalnetzteil (für Europa, UK, USA, Japan, Australien, Neuseeland), Li-Akku, USB-Typ C Kabel, Wand- und Regalhalter, Muster PD-Tips II, Gebrauchsanleitung, Qualitätszertifikat

-15%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
HandyStep® touch, inkl. Ladeständer	1	6.275 957	~~1,051.00~~	**893.35**
HandyStep® touch S, inkl. Ladeständer	1	6.275 958	~~1,320.00~~	**1,122.00**

Pipettierhelfer Profiller™ 447

- Langes und ermüdungsfreies Pipettieren
- Leistungsstarke Pumpe



Geeignet für Glas- oder Plastikpipetten. Leistungsstarker, leiser Motor mit regulierbarer Aufnahme- und Abgabegeschwindigkeit für ein effizientes Arbeiten, auch bei grösseren Pipettiervolumen.

- Warnlampe bei schwachem Batterieniveau
- NiMH-Batterie, während dem Einsatz aufladbar
- Auswechselbarer Membran-Schutzfilter

Lieferumfang: Pipettierhelfer Profiller™ 447, Ladegerät, vier verschiedenen Steckertypen (EU, US/JP, GB, AUS/NZ), zwei Hydrophob-Filter (0,45 µm und 0,2 µm), Tischständer, Wandhalter und Betriebsanleitung.

-30%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Profiller™ 447	1	4.665 542	~~368.00~~	**257.60**

LLG-Einweg-Reagenzreservoirs economy, PS



Aus Polystyrol. Bestens geeignet für Arbeiten mit Standard-Mehrkanalpipetten mit bis zu 12-Kanälen. Abgewinkelte Seiten und ein V-förmiger Boden erlauben eine maximale Rückgewinnung von Reagenzien. Alle Reservoire haben eine interne Graduierung und Ausguss-Kerben an den Ecken. DNase-, RNase- und pyrogenfrei.

-35%

Beschreibung	Volumen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	ml	pro VE		CHF	CHF
unsteril, lose	25	100	6.282 144	~~26.60~~	**17.30**
steril, einzeln verpackt	25	100	6.282 145	~~50.30~~	**32.70**
unsteril, lose	50	100	6.282 146	~~34.90~~	**22.70**
steril, einzeln verpackt	50	100	6.282 147	~~71.10~~	**46.20**

Pipettierhelfer Profiller™ manual 437

Für Glas- und Kunststoffpipetten mit einem Volumen bis zu 100 ml.

- Mit grossem Saugball
- Sanfter Aktivierungshebel
- Effizientes Ausblas-System
- PTFE Membran-Schutzfilter, auswechselbar



-30%

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Pipettierhelfer Profiller™ manual 437	1	6.320 760	~~65.40~~	**45.80**

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Pipettenspitzen economy 2.0, PP



Die neue Generation der LLG Labware Pipettenspitzen economy. Erhältlich lose in Beuteln oder in Racks in leicht zu öffnenden Boxen mit farbigen Einsätzen. Die entsprechende Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.llg-labware.com im Bereich Downloads.

- Verbesserte optische Klarheit und Passform
- Farbcodierte Rack-Einsätze zur einfachen Identifizierung
- Graduiert (5 und 10 ml Spitzen ohne Graduierung)
- Autoklavierbar
- DNase und RNase frei

-35%

Volumen	Farbe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
µl		pro VE		CHF	CHF
0,1 ... 10	transparent	960	4.668 776	~~45.00~~	**29.25**
0,1 ... 10	transparent	960	6.491 406	~~45.00~~	**29.25**
1 ... 200	transparent	960	4.668 778	~~43.50~~	**28.25**
1 ... 200	gelb	960	4.668 779	~~43.50~~	**28.25**
100 ... 1000	transparent	768	4.668 782	~~41.20~~	**26.80**
100 ... 1000	blau	768	4.668 783	~~38.80~~	**25.20**
100 - 5000*	klar	250	9.409 097	~~27.30~~	**17.75**
100 - 5000	klar	250	6.326 975	~~27.30~~	**17.75**
1000 - 10000	klar	100	9.409 098	~~22.30~~	**14.50**

* für manuelle Pipetten

LLG-Serologische Pipetten, PS, steril



Die serologischen Pipetten von LLG sind ideal geeignet für sterile, serologische und Zellkulturanwendungen. Leicht ablesbare Graduierungen vereinfachen die Flüssigkeitsmessung und -abgabe. Alle LLG serologischen Pipetten sind gestopft, steril, pyrogenfrei und haben ein grösseres Fassungsvermögen durch Übergraduierung.

- Vereinfachtes Dosieren mittels gegenläufiger, zweiter Graduierungs-Skala bei 1 ml-, 5 ml-, 10 ml-, 25 ml- und 50 ml Pipetten
- Mit farbkodierter Ringmarke für leichte Volumenerkennung
- Einzeln verpackt in leicht zu öffnender Papier/Plastik- Verpackung

-30%

Volumen	Teilung	Farbkennung	Negative Graduierung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	ml			pro VE		CHF	CHF
1	1/100	gelb	0,3	500	9.380 440	~~74.40~~	**52.10**
2	1/50	grün	0,6	500	9.380 441	~~89.30~~	**62.50**
5	1/10	blau	3	200	7.930 401	~~41.70~~	**29.20**
10	1/10	orange	3	200	6.268 240	~~47.60~~	**33.30**
25	2/10	rot	8	150	7.930 403	~~67.00~~	**46.90**

Mikroliterpipetten Research® 3 neo

Multi-Packs mit
3 oder 6 Pipetten



New

Preisgünstiges Paket bestehend aus drei variablen Einkanalpipetten und den jeweils passenden Spitzen.

Lieferumfang (3 neo 3er-Pack, Option 1): 1 x Research® 3 neo 0,5 bis 10 µl, 1 x Research® 3 neo 5 bis 100 µl, 1 x Research® 3 neo 50 bis 1000 µl, 3 x epT.I.P.S.®-Box 2.0 mit jeweils 96 Pipettenspitzen

Lieferumfang (3 neo 3er-Pack, Option 2): 1 x Research® 3 neo 1 bis 20 µl (gelb), 1 x Research® 3 neo 10 bis 200 µl, 1 x Research® 3 neo 50 bis 1000 µl, 3 x epT.I.P.S.®-Box 2.0 mit jeweils 96 Pipettenspitzen

Lieferumfang (3 neo 3er-Pack, Option 3): 1 x Research® 3 neo 50 bis 1000 µl, 1 x Research® 3 neo 0,25 bis 5 ml, 1 x Research® 3 neo 0,5 bis 10 ml, 1 x epT.I.P.S.®-Box 2.0 mit 96 Pipettenspitzen, 2 x Beutel mit 10 Pipettenspitzen

Lieferumfang (3 neo 6er-Pack): 1 x Research® 3 neo 0,1 bis 2,5 µl, 1 x Research® 3 neo 0,5 bis 10 µl, 1 x Research® 3 neo 1 bis 20 µl (gelb), 1 x Research® 3 neo 5 bis 100 µl, 1 x Research® 3 neo 10 bis 200 µl, 1 x Research® 3 neo 50 bis 1000 µl, 6 x epT.I.P.S.®-Box 2.0 mit jeweils 96 Pipettenspitzen, Pipettenkarussell 2

-10%

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Research® 3 neo 3er-Pack, Option 1	1	6.329 216	~~848.00~~	**763.20**
Research® 3 neo 3er-Pack, Option 2	1	6.329 217	~~848.00~~	**763.20**
Research® 3 neo 3er-Pack, Option 3	1	6.329 218	~~848.00~~	**763.20**
Research® 3 neo 6er-Pack	1	6.329 219	~~1,783.00~~	**1,604.70**

Pasteurpipetten, PE



Einwegpipetten mit feiner Spitze für eine präzise Dosierung, Länge: 150 mm.

- Mit Saugball
- Graduiert
- Unsteril im Multipack

-40%

Nenn-volumen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	pro VE		CHF	CHF
1	500	6.206 154	~~25.30~~	**15.20**
3	500	6.206 772	~~25.30~~	**15.20**

Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A, blau graduiert, mit PP-Stopfen



BRAND

Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.

- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
- Justiert auf IN

-50%

Inhalt	Toleranz	NS	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	± ml		pro VE		CHF	CHF
10	0,025	7/16	2	4.689 148	~~35.90~~	**17.95**
5	0,04	10/19	2	4.683 911	~~35.90~~	**17.95**
10	0,04	10/19	2	4.683 912	~~36.30~~	**18.15**
20	0,06	12/21	2	4.683 913	~~37.70~~	**18.85**
20	0,04	10/19	2	4.683 914	~~37.00~~	**18.50**
25	0,04	10/19	2	4.683 915	~~37.00~~	**18.50**
25	0,06	12/21	2	4.683 916	~~41.40~~	**20.70**
50	0,06	12/21	2	4.683 917	~~40.80~~	**20.40**
50	0,10	14/23	2	4.683 918	~~41.40~~	**20.70**
100	0,10	12/21	2	4.683 919	~~44.40~~	**22.20**
100	0,10	14/23	2	4.683 920	~~44.40~~	**22.20**
150	0,15	14/23	2	6.326 927	~~55.90~~	**27.95**
200	0,15	14/23	2	4.683 921	~~50.60~~	**25.30**
250	0,15	14/23	2	4.683 922	~~52.90~~	**26.45**
500	0,25	19/26	2	4.683 923	~~62.50~~	**31.25**
1000	0,40	24/29	1	9.276 453	~~55.20~~	**27.60**
2000	0,60	29/32	1	9.276 454	~~75.40~~	**37.70**
1000	0,60	28/32	1	7.408 401	~~60.60~~	**30.30**

Messkolben, Borosilikatglas 3.3 , Klasse A, Braunglas, weisse Graduierung, mit PP-Stopfen



BRAND

BLAUBRAND®, DIN EN ISO 1042, DE-M gekennzeichnet. Justiert auf IN. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weisser Emailfarbe. Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert.

-50%

Inhalt	Toleranz	NS	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	± ml		pro VE		CHF	CHF
5	0,04	10/19	2	4.683 924	~~66.50~~	**33.25**
10	0,04	10/19	2	4.683 925	~~66.50~~	**33.25**
20	0,04	10/19	2	4.683 926	~~66.20~~	**33.10**
20	0,06	12/21	2	4.714 196	~~70.90~~	**35.45**
25	0,04	10/19	2	4.683 927	~~66.20~~	**33.10**
25	0,06	12/21	2	4.714 197	~~70.90~~	**35.45**
50	0,06	12/21	2	4.683 928	~~69.10~~	**34.55**
50	0,10	14/23	2	4.683 929	~~70.70~~	**35.35**
100	0,10	14/23	2	4.683 930	~~70.30~~	**35.15**
200	0,15	14/23	2	4.683 931	~~87.40~~	**43.70**
250	0,15	14/23	2	4.683 932	~~96.70~~	**48.35**
500	0,25	19/26	2	4.683 933	~~121.00~~	**60.50**
1000	0,4	24/29	1	7.018 564	~~93.80~~	**46.90**

LLG-Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A



LLG LABWARE

Hohe Form. Justiert auf IN. Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung.

- DIN ISO 4788
- Mit Sechskantfuss und Ausguss
- Blaue Graduierung

-40%

Inhalt	Teilung	Fehler-grenze	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml		± ml	pro VE		CHF	CHF
5	0,1	0,05	2	4.686 202	~~19.10~~	**11.45**
10	0,2	0,10	2	4.686 203	~~19.10~~	**11.45**
25	0,5	0,25	2	4.686 204	~~20.20~~	**12.10**
50	1,0	0,50	2	4.686 205	~~21.40~~	**12.85**
100	1,0	0,50	2	4.686 206	~~24.90~~	**14.95**
250	2,0	1,00	2	4.686 207	~~35.40~~	**21.25**
500	5,0	2,50	2	4.686 208	~~48.90~~	**29.35**
1000	10,0	5,00	1	4.686 209	~~41.40~~	**24.85**
2000	20,0	10,00	1	4.686 210	~~76.20~~	**45.70**

LLG-Messpipetten, Glas, Klasse AS, blau graduiert, Typ 3



LLG LABWARE

- DIN EN ISO 835, DIN 12699
- Konformitätsbescheinigt
- Mit datierter Chargenkennung
- Justiert auf EX
- Ringteilung und Graduierung in dauerhafter blauer Keramikfarbe

-40%

Nenn-volumen	Teilung	Fehler-grenze	Länge	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	ml	± ml	mm	pro VE		CHF	CHF
1	0,01	0,007	360	10	6.272 200	~~28.40~~	**17.05**
2	0,02	0,01	360	10	6.272 201	~~28.40~~	**17.05**
5	0,05	0,03	360	10	6.272 202	~~29.40~~	**17.65**
10	0,1	0,05	360	10	6.272 203	~~33.40~~	**20.05**
20	0,1	0,1	450	10	6.272 204	~~63.90~~	**38.35**
25	0,1	0,1	450	10	6.272 205	~~63.90~~	**38.35**
50	0,1	0,2	720	10	6.272 206	~~215.00~~	**129.00**

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

pH-Meter FiveGo™ F2

Tragbares pH-Meter für den Feldeinsatz und Labor.

- Einfach messen: Grosse, übersichtliche Anzeige, intuitiv angeordnete Tasten, einfache Menüstruktur für Messungen mit wenigen Klicks
- Ergonomisches Design für einhändige Bedienung: Dank seines ergonomischen Designs lässt sich das FiveGo™ bequem bedienen. Das faltbare Stativ bietet optimale Ablesbarkeit auf ebenen Flächen
- IP 67 Wasser- und Staubdicht

Lieferumfang:
F2-Meter: nur Gerät
F2-Standard kit: Gerät mit LE438 Sensor
F2-Field kit: Gerät mit LE438 Sensor, Transportkoffer



F2-Standard kit

Messbereich:	pH 0,00 ... 14,00
Auflösung:	0,01
Messbereich:	-1999 ... 1999 mV
Auflösung:	1 mV
Temperaturkompensation:	ATC und MTC
Kalibrierung:	3 Punkte, 4 vordefinierte Puffergruppen
Datenspeicher:	200 Messungen, aktuelle Kalibierung
Messbereich:	0 ... 100 °C
Auflösung:	0,1 °C
Abmessungen (B x T x H):	188 x 77 x 33 mm
Schutzklasse:	IP 67 (Gerät + Elektrode)

-30%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
F2-Meter	1	6.280 111	~~405.00~~	**283.50**
F2-Standard kit	1	6.280 112	~~605.00~~	**423.50**
F2-Field kit	1	6.280 113	~~683.00~~	**478.10**

Technische pH-Pufferlösung

Reagecon



Farbkodiert. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Toleranz ±0,02 pH. Alle Puffer werden mit einem ausführlichen Analysenzertifikat geliefert, Rückverfolgbarkeit nach N.I.S.T.

-30%

pH-Wert	Farbe	Inhalt	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
bei 25 °C		ml	pro VE		CHF	CHF
2,00	Rot	250	1	9.040 949	~~21.20~~	**14.85**
4,01	Rot	250	1	9.040 950	~~19.30~~	**13.50**
4,60	Gelb	250	1	4.011 272	~~21.20~~	**14.85**
7,00	Gelb	250	1	6.240 744	~~19.30~~	**13.50**
9,21	Blau	250	1	9.040 951	~~19.30~~	**13.50**
10,00	Blau	250	1	6.240 745	~~19.30~~	**13.50**
2,00	Rot	500	1	4.011 273	~~27.20~~	**19.05**
4,01	Rot	500	1	6.206 907	~~28.00~~	**19.60**
4,60	Gelb	500	1	6.227 021	~~30.90~~	**21.65**
7,00	Gelb	500	1	6.229 762	~~28.00~~	**19.60**
9,21	Blau	500	1	6.205 893	~~27.20~~	**19.05**
10,00	Blau	500	1	6.229 763	~~27.20~~	**19.05**

Multiparameter Messgeräte MultiLab® Pro IDS

WTW a xylem brand

- Bis zu 4 Parameter gleichzeitig
- 7'' Touchscreen
- Geeignet für IDS Elektroden



Digitales Multiparameter Messgerät mit bis zu 4 galvanisch getrennten Messkanälen für pH, Redox, mV, Leitfähigkeits-, Sauerstoff-, ISE- und Trübungsmessungen. Damit können bis zu 4 gleiche oder unterschiedliche Parameter simultan gemessen werden.
Ideal für anspruchsvolle Aufgaben, auch in kritischen (GxP) Bereichen. Das brilliante 7" Touchdisplay mit Spezial-Touchscreen-Glas ist alkohol- und desinfektionsmittelbeständig und kann mit Handschuhen bedient werden. Vordefinierte Methoden, automatische Dokumentation, Metadaten-Sicherung und eine Onboard-Anleitung erleichtern die Handhabung und optimieren den Workflow.

- Funkvorbereitet für Intelligente Digitale Sensoren (IDS)
- Digitale Sensorerkennung
- Kabelgebundener oder drahtloser Sensoranschluss möglich
- Voreingestellte und definierbare Puffersätze
- QSC-Kalibrierung
- AutoRead-Funktion
- LIMS ready: einfache Einbindung in bestehende LIMS-Systeme
- Gespeicherte Metadaten werden sicher über das LAN-Netzwerk transferiert
- Datenexport auch als PDF/A, JSON und csv
- Schnittstellen: 2 x USB-A und 1 x Ethernet
- GxP-konform

Lieferumfang:
MultiLab® Pro 20 IDS S2: Multiparameter Messgerät mit 2 Messkanälen, pH-Elektrode SenTix® 980, digitale Leitfähigkeits-messzelle TetraCon® 925, Pufferlösungen STP 4, STP 7 und STP 10 Trace, 3 mol KCl-Lösung, Leitfähigkeitsstandard 1413 µS/cm, Stativ, Universalnetzteil

MultiLab® Pro 40 IDS S4: Multiparameter Messgerät mit 4 Messkanälen, pH-Elektrode SenTix® 980, Redox-Elektrode SenTix® ORP-T 900, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925, digitaler Sauerstoffsensor FDO® 925, Pufferlösungen STP 4, STP 7 und STP 10 Trace, 3 mol KCl-Lösung, Leitfähigkeitsstandard 1413 µS/cm, Stativ, Universalnetzteil

-20%

Typ	Kanäle	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
MultiLab® Pro 20 IDS S2	2	1	4.712 712	~~4,228.00~~	**3,382.40**
MultiLab® Pro 40 IDS S4	4	1	4.712 715	~~6,880.00~~	**5,504.00**

Probensammler Vampir



Die selbstansaugende Peristaltikpumpe ist auch für verschmutzte oder partikelhaltige Substanzen mit einer Viskosität von max. 500 mPas geeignet. Die Proben werden über das geschlossene Schlauchsystem direkt in den Probenbehälter geleitet.


- Akkubetriebene Schlauchpumpe
- Ansaugtiefe von 5 Metern

Lieferumfang: Antriebseinheit, Pumpenkopf, Pumpenschlauch (30 cm, Marprene), Saugschlauch (5 m, PE), Schlauchverbinder (PP), Probenflasche (250 ml, LDPE), Flaschenkorb, zwei Akkus, Akku-Ladegerät

-35%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Vampir-Probensammler komplett	1	9.303 851	~~1,626.00~~	**1,056.90**

Allschicht-Sammler, Edelstahl V4A



Zur Probennahme von Schüttgütern aller Art. Verschiedene Ausführungen in unterschiedlichen Längen und Materialien:
Mit offenen Kammern für die Querschnittprobe durch alle Schichten des Probengutes. Entleerung über das offene Ende des Sammlers.
Rohr-Ø 25 mm.

Bequeme Entleerung mittels Entleervorrichtung.

Verschluss-Siegel close-it und close-it food & pharma bitte separat bestellen.

-40%

Kammer Volumen	Länge	Einstech-tiefe	Anzahl Öffnungen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	cm	mm		pro VE		CHF	CHF
70	55	430	3	1	6.232 190	~~890.00~~	**534.00**
130	85	710	3	1	6.234 598	~~1,026.00~~	**615.60**
260	150	1355	5	1	9.303 865	~~1,236.00~~	**741.60**

Einweg-Probennehmer MultiDispo für Feststoffe, HDPE



In vielen Bereichen kommt es auf eine rasche und absolut kontaminationsfreie Probennahme an. In diesen Fällen sind die Einweg-DispoSampler geradezu ideal. Im Reinraum gefertigt, einzeln verpackt sind sie stets absolut rein zum sofortigen Einsatz bereit. Für fliessfähige Pulver und kleinkörnige Granulate. Leerung über Handgriff.

-35%

Beschreibung	Volumen	Länge	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	ml	mm	pro VE		CHF	CHF
steril	100	500	20	6.282 440	~~337.00~~	**219.05**
unsteril	100	500	20	6.282 439	~~298.00~~	**193.70**
steril	200	1000	20	6.282 442	~~403.00~~	**261.95**
unsteril	200	1000	20	6.282 441	~~362.00~~	**235.30**

Kontroll-Verschlusssiegel close-it food & pharma



Weiss/unbedruckt oder farbig mit Beschriftungsfeld. close-it ist ein Haftetikett mit Dampfsperre und extrem starker Haftkraft. Der Klebstoff entspricht den europäischen Lebensmittel- und FDA Richtlinien.
Somit eignet sich close-it food & pharma für die Probennahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln, selbst für Gefriergut.

-35%

Beschreibung	Farbe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
Bedruckt, 95 x 95 mm	rot	500	6.228 255	~~71.10~~	**46.20**
Bedruckt, 95 x 95 mm	grün	500	9.303 998	~~71.10~~	**46.20**
Bedruckt, 95 x 95 mm	gelb	500	9.303 996	~~79.60~~	**51.75**
Bedruckt, 95 x 95 mm	blau	500	9.303 997	~~71.10~~	**46.20**
Bedruckt, 95 x 95 mm	schwarz	500	9.303 999	~~71.10~~	**46.20**
Unbedruckt, 95 x 95 mm	weiss	500	9.303 986	~~71.10~~	**46.20**

Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 4100

BANDELIN



Für Volumina 2 bis 200 ml. Betriebsfertiges Set für Volumina von 3 ml bis 50 ml bestehend aus:
- Generator GM 4200
- Ultraschallwandler UW 100
- Stufenhorn SH 100 G
- Titan-Sonotrode TS 103, Ø 3 mm
- LC-Display für Amplitude, Pulsstufe, Zeit- und Energieeintrag
- Temperaturanzeige und Messung
- Fernsteuerung mit PC RS 232

Weitere Titan-Sonotroden mit Ø 2 mm, 4,5 mm, 6 mm, 9 mm und 13 mm auf Anfrage erhältlich.

HF-Generator	**GM 4200**
Abmessungen (B x T x H):	150 x 335 x 220 mm
Ultraschallwandler	**UW 100**
Abmessungen (Ø x L):	70 x 150 mm
Ultraschall-Nennleistung:	max. 100 W

-30%

min. Probenvolumen	max. Probenvolumen	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	ml		pro VE		CHF	**CHF**
3,00	50	EU	1	9.650 152	~~4,846.00~~	**3,392.20**
3,00	50	UK	1	6.494 501	~~4,846.00~~	**3,392.20**
3,00	50	CH	1	6.494 502	~~4,846.00~~	**3,392.20**

Stativ und Glas nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für SONOPULS Ultraschall-Homogenisatoren



Das Haltegestell dient zur korrekten und variablen Positionierung der Ultraschall-Wandler.

-30%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	**CHF**
HG 40	1	4.672 126	~~1,055.00~~	**738.50**

Dispergiergerät OV 725 Digital/System

velp

Komplettset mit Stativ und Dispergier-Werkzeug

Digitales Dispergiergerät zum schnellen Homogenisieren.

- Leistungsstarker, bürstenloser Motor
- Helle, intuitive LED-Anzeige
- Benutzerfreundliches, übersichtliches Bedienfeld zeigt Geschwindigkeitsparameter auf einen Blick
- Mit Sanftanlauf
- Timer bis 99 h 59 min einstellbar
- Schnelle und einfache Installation der Dispergierwerkzeuge
- LED-Anzeigesystem und Wartungstimer informieren über die verbleibende Zeit bis zur Wartung und ermöglichen einen rechtzeitigen Austausch der Dichtungen

Lieferumfang:
Dispergiergerät,
Werkzeug-Demontageset

Lieferumfang (System):
Dispergiergerät,
Stativ mit Doppelstange,
Dispergierwerkzeug
D20-S20C-P-R20S,
Werkzeug-Demontageset



-30%

Typ	Volumen	Dreh-zahl	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	ml	min^{-1}	pro VE		CHF	**CHF**
OV 725 Digital	0,2 ... 2500	2.000 ... 25000	1	4.699 481	~~2,837.00~~	**1,985.90**
OV 725 Digital System	0,2 ... 2500	2.000 ... 25000	1	4.699 483	~~3,459.00~~	**2,421.30**

Labormischer BagMixer® 400 P

interscience



Zur Probenvorbereitung mit einstellbarem Paddel-System.
Auf alle Einheiten gewähren wir 3 Jahre Garantie und Lebensgarantie für Stossdämpfer und Tür mit Sichtfenster.

-20%

Volumen	Abmessungen (B x T x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	pro VE		CHF	**CHF**
50 ... 400	260 x 390 x 290	1	6.204 551	~~2,507.00~~	**2,005.60**

Magnetrührer mit Heizung RH lite



Das Einstiegsmodell RH lite überzeugt durch sein kompaktes Design und hohe Qualität. Entwickelt für einfache Anwendungen und den Basisbedarf im Labor, bietet es alles, was für sicheres und effizientes Arbeiten benötigt wird.

- Einstellbarer Temperatur-Sicherheitskreis nach EN IEC 61010-2-010
- Zwei Dreh- und Druckknöpfe für unabhängige Sollwerteinstellung sowie Start/Stopp der Heiz- und Rührfunktion

Lieferumfang: Magentrührer, Magnetstäbchen IKAFLON® 30, Schraubendreher

-25%

Rühr-menge	Dreh-zahl	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
l	min⁻¹		pro VE		CHF	**CHF**
15	100 ... 1.500	EU	1	4.721 079	~~412.00~~	**309.00**
15	100 ... 1.500	UK	1	4.721 100	~~412.00~~	**309.00**
15	100 ... 1.500	CH	1	4.721 115	~~412.00~~	**309.00**

Magnetrührer LLG-uni*STIRRER* 2



Kompakter und **preiswerter** Magnetrührer ohne Heizung für Volumina bis 1000 ml. Drehzahl stufenlos regelbar von 0 bis 2000 min⁻¹. Plattendurchmesser 120 mm. Gehäuse aus robustem ABS.

Lieferumfang: Magnetrührer, Netzteil, 2 Magnetrührstäbchen 27 x 8 mm und 34 x 8 mm

Max. Rührmenge (H_2O):	1000 ml
Drehzahl:	0 ... 2000 min⁻¹
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 ... 50 °C
Rührstäbchen:	25 x 8 mm
Aufstellfläche:	120 x 120 mm
Abmessungen (B x T x H):	150 x 135 x 53 mm
Netzanschluss:	100 ... 230 V, 50/60 Hz
Schutzart:	IP 21

-45%

Typ	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	**CHF**
LLG-uni*STIRRER* 2	EU	1	6.263 430	~~114.00~~	**62.70**

Magnetrührer mit Heizung RET basic



Der Magnetrührer IKA RET basic bietet ein durchdachtes, mehrstufiges Sicherheitskonzept, innovative Bedienung und maximale Flexibilität. Durch die integrierten WLAN und LAN Schnittstellen eignet er sich ideal für Digitalisierungs- und Dokumentationsprojekte, bei denen Geräte zentral vernetzt, überwacht, gesteuert oder in Softwarelösungen eingebunden werden sollen.

- Kombination mit IKA Kontaktthermometer ETS-D5 oder IKA Drahtlos-Temperatursensoren PT.Wireless und ETS-D7 möglich
- Doppel-Sensorik für Medium und Trägermedium
- Unabhängiger Sicherheitskreis nach EN IEC 61010-2-010
- Integrierte Schnittstellen: RS232, USB-C, LAN, WLAN
- Sichere Überwachung im Labor mit der IKA APP (Zubehör benötigt)

-25%

Rühr-menge	Dreh-zahl	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
l	min⁻¹		pro VE		CHF	**CHF**
20	50 ... 1.700	EU	1	4.721 074	~~1,454.00~~	**1,090.50**
20	50 ... 1.700	UK	1	4.721 095	~~1,454.00~~	**1,090.50**
20	50 ... 1.700	CH	1	4.721 110	~~1,454.00~~	**1,090.50**

LLG-Magnetrührstäbchen, zylindrisch, PTFE, ***eco pack***



Rund, glatt und PTFE ummantelt.
Verpackungsgrösse: 10 Stück

-35%

Ø	Länge	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm	pro VE		CHF	**CHF**
3	12	10	9.198 766	~~13.50~~	**8.80**
5	10	10	6.494 966	~~12.40~~	**8.05**
6	15	10	9.198 919	~~15.90~~	**10.35**
6	20	10	9.198 920	~~19.30~~	**12.55**
6	25	10	9.198 925	~~23.30~~	**15.15**
6	30	10	9.198 930	~~26.30~~	**17.10**
6	35	10	9.198 935	~~33.40~~	**21.70**
8	40	10	9.198 940	~~38.20~~	**24.85**

Vortex-Genie® 2



Robustes und zuverlässiges Schüttelgerät zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Bechergläser, Reaktionsgefässe etc. Aufsätze durch Schnappverschlusssystem leicht auswechselbar. Intervallbetrieb (mit Hilfe der Startautomatik ausgelöst durch Druck auf den Aufsatz) oder Dauerbetrieb möglich.

Lieferumfang: Vortexer, Plattform (Ø 76 mm) mit Gummiauflage, Pop-off Aufsatz

Schüttelbewegung:	kreisend
Drehzahlbereich:	600-2700 min^{-1}
Abmessungen (L x B x H):	165 x 122 x 165 mm
Netzanschluss:	230 V, 50/60 Hz

-35%

Typ	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
Vortex Genie® 2	EU	1	9.730 060	~~432.00~~	**280.80**
Vortex Genie® 2	UK	1	6.251 939	~~432.00~~	**280.80**
Vortex Genie® 2	CH	1	6.235 684	~~432.00~~	**280.80**

Stative für Rührwerke



R 1825

-20%

Typ	Stativstab Ø	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	mm	pro VE		CHF	CHF
R 1825	16	560	1	9.224 031	~~366.00~~	**292.80**
R 1826	16	800	1	9.224 032	~~404.00~~	**323.20**
R 1827	16	1000	1	9.224 033	~~430.00~~	**344.00**

Rührwerk EUROSTAR 20/60 digital



20 digital



60 digital

Dieses Rührwerk für einfache Mischaufgaben vereint modernes Design, Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Leistung. Mit bis zu 23% weniger Platzbedarf im Vergleich zum Vorgängermodell passt es perfekt in jedes Labor. Die innovative Drehmoment-Trendmessung zeigt den Viskositätstrend der Probe an und der Drehmomentverlauf wird direkt auf dem Display angezeigt.

- Einhaltung der Reinraumklasse ISO 7/8
- Drehmoment-Trendmessung (Genauigkeit ±6 Ncm)
- Konstante Rührgeschwindigkeit auch bei Änderungen des Drehmomentbedarfs oder der Viskosität des Materials
- Grosses LCD-Display zeigt alle Parameter auf einen Blick
- Quick Sense Keyless Chuck ermöglicht den Wechsel der Mischwerkzeuge mit einer Hand, ohne zusätzliche Werkzeuge
- Sperrtaste verhindert versehentliche Änderungen der Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Blockierung des Rührflügels oder bei Erreichen des vom Benutzer festgelegten Drehmomentgrenzwerts
- Schnittstellen: USB, RS232
- Kompatibel mit der Laborsoftware labworldsoft®
- Timer-/Zählerfunktion

-35%

Typ	Rühr-menge	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	l		pro VE		CHF	CHF
20 digital	25	EU	1	4.721 063	~~1,292.00~~	**839.80**
20 digital	25	UK	1	4.721 087	~~1,292.00~~	**839.80**
20 digital	25	CH	1	4.721 102	~~1,292.00~~	**839.80**
60 digital	60	EU	1	4.721 065	~~2,134.00~~	**1,387.10**
60 digital	60	UK	1	4.721 089	~~2,134.00~~	**1,387.10**
60 digital	60	CH	1	4.721 104	~~2,134.00~~	**1,387.10**

Exsikkatoren

- Regulierbare Luftfeuchtigkeit
- Stapelbar



Control-Star



Control-Maxi 2

Exsikkatoren mit Aluminiumrahmen, Scheiben aus Acrylglas und Gummifüssen. Zwischenböden aus Polycarbonat. Stapelbar.
Die automatische Control-Einheit reguliert die Luftfeuchtigkeit kontinuierlich auf den Sollwert. Der Sollwert kann digital von 15 bis 95% r.F. eingestellt werden. Kein manuelles Zuführen oder Entleeren von Wasser notwendig. Das Display zeigt die Temperatur, den aktuellen Betriebszustand (Entfeuchten/Befeuchten), sowie den eingestellten Sollwert und aktuellen Istwert der Luftfeuchtigkeit an.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

-15%

Typ	Nenn-volumen l	Max. Einschübe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
Control-Star	51	26	1	4.717 929	~~3,508.00~~	**2,981.80**
Control-Big-Star	156	8	1	4.717 930	~~5,214.00~~	**4,431.90**
Control-Maxi 2	156	8	1	4.717 931	~~8,433.00~~	**7,168.05**

Exsikkatoren, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoffknopfdeckel



Klarglas, mit Porzellanplatte, ohne Vakuumanschluss.

-40%

Ø aussen mm	Ø Platte mm	DN	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
151	90	100	1	9.042 810	~~87.90~~	**52.75**
210	140	150	1	9.042 811	~~125.00~~	**75.00**
269	190	200	1	6.230 515	~~156.00~~	**93.60**
329	240	250	1	9.042 812	~~261.00~~	**156.60**
392	290	300	1	6.225 773	~~379.00~~	**227.40**

Vakuum-Exsikkatoren NOVUS DURAN®, komplett



DURAN® Vakuum-Exsikkator mit NOVUS NS-Tubus im Deckel, mit Hahn, mit Planflansch, mit Exsikkator-Platte aus Porzellan.

-35%

Höhe mm	Tubus	DN	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
239	NS 24/29	150	1	9.042 132	~~339.00~~	**220.35**
296	NS 24/29	200	1	9.042 139	~~450.00~~	**292.50**
344	NS 24/29	250	1	9.042 144	~~657.00~~	**427.05**
420	NS 24/29	300	1	9.042 148	~~931.00~~	**605.15**

LLG-Trockenmittel Silikagel, mit Farbindikator



Mit Farbindikator Orange. Im aktiven Zustand und bis zu einer Beladung mit ca. 6 Gew.-% Wasser ist es orange und verfärbt sich mit zunehmender Wasseraufnahme grün. Die Regeneration erfolgt bei max. 120 °C, bis die Farbe Orange wieder angenommen wird.

-40%

Körnung	Verpackungs-inhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
1 bis 3 mm	Dose, 1 kg	1	9.042 584	~~26.50~~	**15.90**
1 bis 3 mm	Eimer, 3 kg	1	9.042 585	~~66.90~~	**40.15**
1 bis 3 mm	Eimer, 8 kg	1	9.042 586	~~173.00~~	**103.80**
1 bis 3 mm	Karton, 25 kg	1	9.042 587	~~505.00~~	**303.00**
2 bis 5 mm	Dose, 1 kg	1	9.042 581	~~30.10~~	**18.05**
2 bis 5 mm	Eimer, 3 kg	1	9.042 582	~~77.80~~	**46.70**
2 bis 5 mm	Eimer, 8 kg	1	9.042 583	~~202.00~~	**121.20**

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Verdampferkolben mit Normschliff, DURAN®



Speziell für Rotationsverdampfer, mit zentriertem Normschliff, birnenförmig, mit Beschriftungsfeld.

-30%

Nenn-volumen	Hülse	Kolben Ø	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	NS	mm	pro VE		CHF	CHF
100	29/32	60	1	9.196 024	~~21.80~~	**15.25**
250	29/32	81	1	9.196 036	~~39.00~~	**27.30**
500	29/32	101	1	9.196 044	~~43.40~~	**30.40**
1000	29/32	126	1	9.196 054	~~55.70~~	**39.00**
2000	29/32	158	1	9.196 063	~~75.10~~	**52.55**
3000	29/32	175	1	6.202 040	~~139.00~~	**97.30**

Tropfenfänger, Borosilikatglas 3.3



Wird bei der Destillation verwendet, um den Übertritt von Flüssigkeit aus dem Kolben in den Kühler zu vermeiden.

-40%

Beschreibung	Kern	Hülse	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	NS	NS	pro VE		CHF	CHF
Gerade	29/32	29/32	1	6.255 503	~~33.40~~	**20.05**

Gummi-Blase mit Schlauchansatz



- Aus Latex
- Für Rotationsverdampfer
- Zum Mischen oder Sammeln von Gasen
- Zur Kontrolle von Luft-/ Gaseintritt oder Gasaustritt an Apparaturen

-40%

Grösse	Volumen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	l	pro VE		CHF	CHF
5	ca. 1,5 ... 2	1	9.115 515	~~66.20~~	**39.70**
8	ca. 3,5 ... 4	1	7.652 667	~~96.20~~	**57.70**

Rotationsverdampfer Paket RV 8 Starter Solution

- Komplettset mit Heizbad, Vacuumpumpe und Umwälzkühler
- Vertikaler Glassatz



Das Paket Starter Solution ist die Komplettlösung für den Rotationsverdampferaufbau. Der RV 8 ist eine manuelle Basiseinheit. Er ist vielseitig einsetzbar in der Chemie, Pharmazie und Bioindustrie, in den Gebieten der Forschung und Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung, in Laboren und im Anlagenbau. Digitale Displays für Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur erlauben eine optimale Steuerung sämtlicher Destillationsprozesse.

Lieferumfang:
Rotationsverdampfer RV 8 Flex,
Vakuumpumpe VACSTAR lite,
Vakuumcontroller VC 10 lite,
Heizbad HB digital,
vertikaler Glaskühler-Satz mit 1 l Auffang- und Verdampferkolben,
Umwälzkühler RC 2 lite,
Stativstange,
Schlauchsatz,
Kabel

-25%

Typ	Dreh-zahl	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	min^{-1}		pro VE		CHF	CHF
RV 8 Starter Solution	5 ... 300	EU	1	4.699 402	~~9,353.00~~	**7,014.75**
RV 8 Starter Solution	5 ... 300	UK	1	4.699 422	~~9,353.00~~	**7,014.75**
RV 8 Starter Solution	5 ... 300	CH	1	4.699 442	~~9,353.00~~	**7,014.75**

Muffelöfen Serie LT 3/11 - LT 40/11, bis 1100 °C, mit Hub- oder Klapptür

Nabertherm
MORE THAN HEAT 30-3000 °C



LT 3/11/B510



L 3/11/B510

- Ausgestattet mit den programmierbaren Controllern B 510 (Mit Touchpanel, 5 Programme mit je 4 Segmenten)
- Standardanschluss 220-240 V 1/N/PE 50/60 Hz
- Maximale Einsatztemperatur bis 1100 °C.

-15%

Typ	Nenn-volumen	Abmessungen aussen (B x T x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	l	mm	pro VE		CHF	CHF
LT 3/11/B510	3	385 x 330 x 405	1	6.241 787	~~3,380.00~~	**2,873.00**
LT 5/11/B510	5	385 x 390 x 460	1	6.260 949	~~4,284.00~~	**3,641.40**
LT 9/11/B510	9	415 x 455 x 515	1	6.241 499	~~4,524.00~~	**3,845.40**
LT 15/11/B510	15	415 x 555 x 515	1	6.237 183	~~5,325.00~~	**4,526.25**
LT 24/11/B510 *	24	490 x 555 x 580	1	6.274 993	~~7,072.00~~	**6,011.20**
LT 40/11/B510 *	40	530 x 705 x 580	1	6.239 613	~~7,394.00~~	**6,284.90**
L 5/11/B510	5	385 x 390 x 460	1	4.682 587	~~4,670.00~~	**3,969.50**
L 3/11/B510 **	3	385 x 330 x 405	1	6.321 436	~~3,380.00~~	**2,873.00**
L 15/11/B510 **	15	415 x 555 x 515	1	6.056 446	~~5,325.00~~	**4,526.25**
L 24/11/B510 * / **	24	490 x 555 x 580	1	6.206 861	~~7,072.00~~	**6,011.20**
L 40/11/B510 * / **	40	530 x 705 x 580	1	7.660 691	~~7,394.00~~	**6,284.90**

*Standardanschluss 400 V 3/N/PE 50/60 Hz
**Klapptür

Kühl/Heiz-Badzirkulator ecocool 100R/150R

grant

Bestehend aus zwei Modellen, die Produkte im ecocoolR Sortiment werden als Komplettset geliefert.

- 3 Jahre Garantie mit Grant bewerteten Service und Support, keine Registrierung erforderlich
- Aktiv Kühlung durch den gesamten Temperaturbereich
- Energieeinsparung von bis zu 80% gegenüber den Standard-Kompressor-Einheiten
- Modern, schlank mit attraktivem Design



ecocool 150R

	ecocool 100R || ecocool 150R
Volumen:	5 L || 6 L
Heizleistung:	2160 W || 2280 W
Kälteleist. kW bei 20/0/-20 °C:	0,25/0,2/0,05 || 0,45/0,35/0,2
Max. Temperaturbereich:	-20 ... 100 °C || -25 ... 150 °C
Abmessungen (B x T):	150 x 120 mm

-30%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
ecocool 100R	1	4.685 694	~~5,727.00~~	**4,008.90**
ecocool 150R	1	4.685 695	~~7,018.00~~	**4,912.60**

Rührheizhaube LabHEAT® KM-MER-SO

ISOHEAT®



- Mit Magnetrührer
- Rühren bis 1600 min^{-1}

Heizhaube für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichteten, chemikalienbeständigen Metallgehäuse mit eingebautem Netz- und Heizzonenschalter, sowie einem eingebauten Regler zur stufenlosen Leistungsanpassung und separat zuschaltbarem Magnetrührer (stufenlos regelbare Drehzahl bis 1600 min^{-1}). Heiz- und Rührfunktion arbeiten unabhängig voneinander mit jeweils eigener Stromzufuhr. 1,5 m Netzanschlussleitung mit 7-poligen Rundstecker, ausschliesslich zum Betrieb mit dem Laborregelgerät KM-RX 1005 (bitte separat bestellen).

-25%

Volumen	Ø Gefäss	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm		pro VE		CHF	CHF
100	64	EU	1	4.722 106	~~663.00~~	**497.25**
250	85	EU	1	4.722 107	~~676.00~~	**507.00**
500	105	EU	1	4.722 108	~~725.00~~	**543.75**
1000	131	EU	1	4.722 109	~~758.00~~	**568.50**

Laborregelgerät KM-RX 1005

ISOHEAT®



Mikroprozessorgesteuertes Tischgerät mit Soll- und Ist-Wert-Anzeige im stabilen Kunststoffgehäuse für die direkte Temperaturregelung der Rührheizhauben KM-MER-SO. PID-Selbstoptimierung, mit Rampenfunktion, USB-Anschluss. Mit der montierten Stativklemme kann der Laborregler platzsparend an einer Stativvorrichtung befestigt werden. Anschluss der Rührheizhaube über eine 7-pol. Rundsteckbuchse mit allpoliger Absicherung. Auf der Rückseite sind Klemmen für den Sensor-/Alarmanschluss vorgesehen. Sensor-Eingang: Pt100 oder Thermoelemente.

-20%

Typ	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
KM-RX 1005	EU	1	4.722 110	~~567.00~~	**453.60**

Kältethermostate Universa PRO Serie

LAUDA

- Für interne und externe Temperieraufgaben
- Farbiges 3,5"-TFT-Display
- Integriertes WLAN



Das Kältethermostat mit fortschrittlicher Elektronik gewährleistet präzise Regelgenauigkeit und gleichmässige Temperaturverteilung.

- Effiziente Variopumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen
- Frontumschalter am Kontrollkopf zur Anpassung der Pumpenleistung während des laufenden Betriebs
- Übersichtliche Menüführung in sechs Sprachen und klare Betriebs-zustandssymbole
- Mit Programmgeber, Kalibrier-optionen und Wochenplaner zur Prozesssteuerung
- Smarte Temperiermedienverwaltung mit automatischer Grenzwert-anpassung
- Verwendung natürlicher Kältemittel für eine nachhaltige und umweltbewusste Kühlung
- Pumpenanschluss M16x1
- Sicherheitsklasse III/FL

-20%

Typ	Volumen	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	l		pro VE		CHF	CHF
U 420 P	1,8 ... 4	CEE	1	4.713 305	~~6,048.00~~	**4,838.40**
U 630 P	3,2 ... 5,7	CEE	1	4.713 309	~~6,608.00~~	**5,286.40**
U 635 P	3,2 ... 5,7	CEE	1	4.713 311	~~7,616.00~~	**6,092.80**
U 845 P	5 ... 8	CEE	1	4.713 323	~~8,960.00~~	**7,168.00**
U 855 P	5 ... 8	CEE	1	4.713 329	~~9,856.00~~	**7,884.80**
U 1245 P	8,5 ... 13	CEE	1	4.713 281	~~9,632.00~~	**7,705.60**
U 1635 P	11 ... 16,5	CEE	1	4.713 287	~~7,840.00~~	**6,272.00**

Trockeneisgerät SnowPack®

burkle



Das Trockeneisgerät SnowPack® erzeugt innerhalb kürzester Zeit Trockeneistabletten von -79 °C mit 50 oder 250 g Gewicht. Passend für alle europäischen CO_2-Kurzstahlflaschen mit Steigrohrventil (W 21,80 x 1¼" nach DIN 477-1 Nr. 6) ohne Druckminderer.

- Ohne Stromanschluss
- Geschmacks- und geruchsneutral

-40%

Typ	Ø	Höhe	Tabletten-gewicht	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	mm	g	pro VE		CHF	CHF
SnowPack® 50	50	30	50	1	9.253 006	~~366.00~~	**219.60**
SnowPack® 250	80	60	250	1	9.253 008	~~449.00~~	**269.40**

Umwälzkühler Hei-Chill 400 Pro

heidolph research made easy



Platzsparendes Gerät mit 400 Watt Kühlleistung für eine Vielzahl von Verdampfungsaufgaben im Labor. Durch sein geringes Gewicht ist es besonders für flexible Positionierung auf dem Labortisch oder im Abzug geeignet. Ebenfalls kann es aufgrund seiner erhöhten Pumpleistung problemlos unterhalb des Labortisches aufgestellt werden.

- Verwendung von natürlichem Kältemittel (R-290)
- Verbrauchsoptimierte Steuerung
- Geringer Geräuschpegel
- RS-232 Schnittstelle
- Ansteuerung erfolgt z.B. über Hei-VAP Expert Control, Ultimate Control oder über Heidolph Laborsoftware-Lösungen

-20%

Typ	Volumen	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	l		pro VE		CHF	CHF
Hei-Chill 400 Pro	1,5 ... 4	EU	1	6.326 274	~~4,621.00~~	**3,696.80**

Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS®

Heathrow Scientific design | function | innovation



Klebepunkte für 0,5/1,5/2,0 ml Reaktionsgefässe. Temperaturbeständig von -196 °C bis 80 °C. Haften ohne auszutrocknen oder abzufallen auf jedem Kunststoff auch in Schüttlern, Zentrifugen und Kühlschränken.

-45%

Ø	Farbe	Gefäss-Zuordnung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm			pro VE		CHF	CHF
9,5	Weiss	0,5 ml Tubes	1000	9.040 711	~~55.40~~	**30.45**
9,5	Blau	0,5 ml Tubes	1000	9.040 712	~~55.40~~	**30.45**
9,5	Grün	0,5 ml Tubes	1000	9.040 713	~~55.40~~	**30.45**
9,5	Rot	0,5 ml Tubes	1000	9.040 714	~~55.40~~	**30.45**
9,5	Gelb	0,5 ml Tubes	1000	9.040 715	~~55.40~~	**30.45**
9,5	Pink	0,5 ml Tubes	1000	6.267 506	~~55.40~~	**30.45**
9,5	Orange	0,5 ml Tubes	1000	6.267 518	~~55.40~~	**30.45**
13,0	Weiss	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 716	~~55.40~~	**30.45**
13,0	Blau	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 717	~~55.40~~	**30.45**
13,0	Grün	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 718	~~55.40~~	**30.45**
13,0	Rot	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 719	~~55.40~~	**30.45**
13,0	Gelb	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 720	~~55.40~~	**30.45**
13,0	Lavendel	1,5/2,0 ml Tubes	1000	6.287 530	~~55.40~~	**30.45**

Mini-Zentrifuge LLG-uni*CFUGE* 2 mit Universal-Rotor





Kompakte und preiswerte Mini-Zentrifuge. Leistungsstarker Motor für schnellen Anlauf. Schnellstopp bei Öffnung des Deckels. Mit Universal-Rotor für 6 x 1,5/2,0 ml und 6 x 0,5 ml Zentrifugenröhrchen und 2 mal 8 x 0,2 ml PCR-Streifen.

Lieferumfang: Zentrifuge, Netzkabel

Max. RZB:	1200 x g und 2000 x g
Drehzahl:	4000 min^{-1} und 6000 min^{-1}
Motor:	Bürstenloser DC-Motor
Abmessungen (Ø x H):	140 x 120 mm
Netzanschluss:	100 ... 240 V, 50/60 Hz

-50%

Beschreibung	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
		pro VE		CHF	**CHF**
LLG-uni*CFUGE* 2	EU	1	6.263 510	~~194.00~~	**97.00**

LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP, mit Safe-Lock Deckel

Mit dicht schliessendem Safe-Lock Deckel, der ein unbeabsichtigtes Öffnen des Deckels während der Zentrifugation verhindert.

- Mattierte Beschriftungsfläche am Deckel
- Deckelmembran kann einfach durchstochen werden
- Leichtes Öffnen und Schliessen mit einer Hand möglich
- Graduierungslinien zur visuellen Volumenkontrolle
- RNase- und DNase-frei



-20%

Volumen	Form	max. RZB	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
ml		x g	pro VE		CHF	**CHF**
1,5	Konisch	1500	1000	6.490 852	~~26.90~~	**21.50**
2,0	Rund	1500	1000	6.490 853	~~30.80~~	**24.65**

Mikrozentrifuge Frontier™ FC5513/FC5513R, ohne Rotor

- Natürliches Kältemittel
- Mit Timer
- 10 Beschleunigungs- und Verzögerungsraten



FC5513

Kompakte Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge mit modernem Touch-Wheel für komfortable Parameteranpassungen und reduziertem Verschleiss. Bestens geeignet für allgemeine Laboranwendungen.

- Zweizeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Leistungsstarker, bürstenloser Induktionsmotor
- 10 Beschleunigungs- und Verzögerungsraten
- Speicher für bis zu 99 gängige Parameter
- Deckelverriegelung
- Unwuchtsensor
- Geringer Platzbedarf
- Timer: 10 s bis 99 h 59 min 59 s, Dauerbetrieb

-20%

Typ	Dreh-zahl	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
	min^{-1}		pro VE		CHF	**CHF**
FC5513	200 ... 13.500	EU	1	7.983 616	~~1,528.00~~	**1,222.40**
FC5513RV1 (gekühlt)	200 ... 14.500	EU	1	4.721 357	~~3,901.00~~	**3,120.80**

Winkelrotor für Mikrozentrifugen Frontier™ 5000 Micro



-20%

Typ	Für Gefässe	Deckel	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
	ml		pro VE		CHF	**CHF**
R-A24X2/13MB	24 x 1,5/2,0 ml	aerosoldicht	1	6.324 563	~~354.00~~	**283.20**

Analysenwaagen ADB



ADB 100-4

Kompakte Analysenwaage mit spezieller Karat-Funktion. Eine kostengünstige und platzsparende Waage die sich einfach bedienen lässt durch ein optimiertes 6 Tasten-Bedienfeld.

- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
- Grosses LCD-Display, hinterleuchtet
- Ziffernhöhe 16 mm
- Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren
- Edelstahl Wägefläche

Abmessungen, inkl. Windschutz (B x T x H):	230 × 310 × 330 mm
Abmessungen Wägeraum (B x T x H):	170 × 160 × 205 mm
Abmessungen Wägefläche (Ø):	90 mm

-20%

Typ	Wäge-bereich	Ables-barkeit	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	g	mg		pro VE		CHF	**CHF**
ADB 100-4	120	0,1	EU, UK, CH	1	6.310 582	~~651.00~~	**520.80**
ADB 200-4	210	0,1	EU, UK, CH	1	6.282 811	~~722.00~~	**577.60**

LLG-Probenschalen, Aluminium




Hochwertiges Reinstaluminium auch zur Feuchtebestimmung sehr gut geeignet.

-45%

Ø	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm	pro VE		CHF	**CHF**
90	7	80	6.282 670	~~34.00~~	**18.70**
100	7	80	6.265 408	~~34.70~~	**19.10**

Präzisionswaage PDT



PDT 2000-2

Präzisionswaage mit vielseitigen Funktionen und Touch-Display für den Einsatz in der Pharmaindustrie und anderen Bereichen. Per Windows-Direct-Funktion können Wägewerte via USB-Device-Anschluss direkt von der Waage in eine Windows-Anwendung übertragen werden, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist. Die Abfrage und Fernsteuerung der Waage erfolgt über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol.

- Hinterleuchtetes LCD-Display
- Unterflurwägung
- GLP/ISO-Protokollierung
- Datenschnittstelle RS-232 und USB (Device)
- Wägeraum (B×T×H) 174×162×228 mm

Lieferumfang: Präzisionswaage, Öse für Unterflurwägungen

-30%

Typ	Ables-barkeit	Reproduzier-barkeit	Linearität	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	g	g	± g	pro VE		CHF	**CHF**
PDT 300-3	0,001	0,003	0,003	1	6.493 286	~~1,425.00~~	**997.50**
PDT 600-3	0,001	0,003	0,003	1	6.493 287	~~1,974.00~~	**1,381.80**
PDT 1000-3	0,001	0,004	0,005	1	4.711 870	~~2,340.00~~	**1,638.00**
PDT 2000-2	0,01	0,03	0,03	1	4.711 871	~~1,526.00~~	**1,068.20**
PDT 4000-2	0,01	0,03	0,03	1	4.711 872	~~1,730.00~~	**1,211.00**
PDT 6000-2	0,01	0,03	0,03	1	4.711 873	~~1,954.00~~	**1,367.80**

Wägetisch mit Granit-Steinplatte



Mit einer auf Gummielementen gelagerten Granit-Steinplatte. Der stabile Aluminiumrahmen verfügt über vier höhenverstellbare Stellfüsse. Alle Oberflächen sind leicht und hygienisch zu reinigen.

Abmessungen (B x T x H):	768 x 648 x 800 mm (Höhe einstellbar)
Abmessungen Granitplatte (B x T x H):	410 x 270 x 115 mm
Nettogewicht:	ca. 55 kg

-30%

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	**CHF**
Wägetisch mit Granit-Steinplatte	1	6.262 477	~~1,007.00~~	**704.90**

GERBER INSTRUMENTS
Since 1892

Gerber Instruments AG
Im Langhag 12
CH-8307 Effretikon
www.gerber-instruments.com

Fon: +41 (0)52/343 37 37
info@gerber-instruments.ch

PARTNER OF LLG Laboratory Supply Solutions

LABORTOPS

Reinstwassersystem OmniaTap-T xs^{touch} 8, Untertischvariante mit OptiFill^{touch} Tischdispenser, mit Ersatz-Filter-Set

stakpure

- Zusätzliches Filterset gratis
- Verwendbar mit Leitungswasser
- Für Rein- und Reinstwasser



Reinstwassersystem OmniaTap xs^{touch} in der Untertischvariante kann platzsparend unter einem Labortisch installiert werden. Die externe Dispenser- und Überwachungseinheit OptiFill^{touch} wird auf dem Tisch positioniert.

Lieferumfang: Reinstwassersystem, Tischdispenser, RO-Kartusche, Reinstwasserkartusche, Sterilfiltercapsule (0,2 µm), steriler Überlauf, Belüftungsfilter, RO-Kartusche OmniaTap xs 8, Reinstwasserkartusche Omnia xs 055



-25%

Typ	Entnahme-leistung	Druck	Abmessungen aussen (B x T x H)	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
	l/min	bar	mm		pro VE		CHF	**CHF**
OmniaTap-T xs^{touch} 8 UV-TOC	2	1 ... 6	240 x 310 x 415	EU	1	4.715 181	~~7,837.00~~	**5,877.75**
OmniaTap-T xs^{touch} 8 UV-TOC/UF	2	1 ... 6	240 x 310 x 415	EU	1	4.715 182	~~8,706.00~~	**6,529.50**

Zubehör

-25%

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
	pro VE		CHF	**CHF**
Rucksacktank, 7 l	1	6.495 706	~~599.00~~	**449.25**
Reinwassertanks, 30 l	1	6.494 980	~~1,268.00~~	**951.00**
Reinwassertanks, 60 l	1	6.494 791	~~1,428.00~~	**1,071.00**





Aktionspreise: Netto exkl. 8.1% MwSt. und nicht kumulierbar mit anderen Rabatten, gültig bis 31.12.2026.
Lieferung ab CHF 300.00 bei Paketversand franko Domizil. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Aufgrund der hohen Nachfrage können manche Artikel vorübergehend ausverkauft sein.